

Laser thérapeutique : LT10-3

Mise en route

Aucune configuration initiale n'est nécessaire. Il suffit de brancher la pièce à main sur la machine.

Bonnes pratiques

Déballage, emballage, transport, nettoyage :

- Faire attention à ne pas trop plier le câble de la pièce à main, ne pas forcer : il s'agit d'une **fibre optique** . Si la fibre optique est endommagée, la pièce à main devra être remplacée.
- Toujours **débrancher la pièce à main** du boîtier avant de transporter l'appareil dans sa boîte. Un transport en de mauvaises conditions peut casser la fibre optique.
- Toujours **protéger** le connecteur de la pièce à main **contre la poussière** avec le capuchon prévu à cet effet. La poussière peut brûler et endommager la fibre optique.
- Pour la même raison, **nettoyer régulièrement l'embout de la pièce à main** en le dévissant, avec un chiffon propre, pour empêcher les poils et les saletés de s'accumuler. Si celles-ci brûlent, la lentille de la pièce à main peut se fissurer et devra alors être remplacée.

Utilisation :

- Toujours porter des **lunettes de protection** pendant toute la durée de traitement. Des lunettes de protection pour l'animal peuvent également être utilisées.
- Ne pas trop plier le **câble de la pièce à main**. Si le câble est trop long en situation, le faire passer derrière le cou pour l'empêcher de traîner au sol.
- Eviter d'éteindre le laser en routine avec le bouton **d'arrêt d'urgence** situé devant, pour ne pas endommager l'électronique. Préférer le bouton On/Off situé à l'arrière du boîtier.
- L'application doit se faire le plus **perpendiculairement** possible de la zone à traiter et au plus près de cette zone.
- Un **mouvement continu** permet d'éviter de trop réchauffer une zone donnée.
- Travailler sur la peau, le poil limite la pénétration : écarter les poils au possible.
- Toujours **contrôler la température** de la zone traitée en touchant cette zone de temps en temps.

Contre-indications et précautions d'usage :

- Ne jamais diriger le laser en cours de fonctionnement vers **les yeux**.
- Ne pas utiliser sur des zones de tumeurs **cancéreuses** : la laser thérapie stimule le développement cellulaire et est donc contre indiquée en cas de cancer.
- Ne pas appliquer sur la **thyroïde**.
- Ne pas utiliser sur les articulations des animaux en croissance (ne pas traiter les **douleurs de croissance**).
- Ne pas utiliser à proximité des **foetus** pour les animaux gestants.
- Ne pas l'utiliser sur des **tatouages**.
- Ne pas utiliser en cas **d'infiltration** récente.

Dépannage

Il ne faut pas essayer d'ouvrir l'appareil. En cas de problème, contacter le SAV de Mano Médical au 02 96 85 53 40.