

# Piloter Vet Échographe tablette HD

PRATIQUE  
MOBILE  
PERFORMANT  
POLYVALENT



 Mano  
Médical  
Medical equipment for veterinarians

# CANINE • ÉQUINE • RURALE



Un concentré d'innovations  
pour de nombreuses possibilités d'utilisation



## Ergonomie

- ✓ Écran tactile HD 13,3'' (33,25 cm)
- ✓ Nombreux réglages : luminosité, zoom, largeur champ de vision...
- ✓ Rotation horizontale / verticale
- ✓ Poignée intégrée
- ✓ Batterie : autonomie de 1 heure - temps de charge : 3 h
- ✓ Poids : 1,9 kg
- ✓ Livré dans une valise de transport robuste
- ✓ Kart (option)

## Connectique

- ✓ 1 connecteur sonde
- ✓ 1 Port USB 3.0
- ✓ 3 ports USB 2.0
- ✓ HDMI
- ✓ Éthernet

## Imagerie

- ✓ Mode B
- ✓ THI
- ✓ Mode M
- ✓ Doppler couleur
- ✓ Doppler pulsé
- ✓ Doppler puissance
- ✓ Doppler continu
- ✓ Imagerie compound
- ✓ Renforcement des contours
- ✓ Optimisation automatique



## Sondes

- ✓ Linéaire 5-10 MHz - FOV 38 mm
- ✓ Micro-convexe 3-8 MHz - FOV 92°
- ✓ Endo-linéaire 4-9 MHz - FOV 64 mm
- ✓ Convexe 2-5 MHz - FOV 54°



**Mano  
Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît  
22100 Taden - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)

