



Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

Votre partenaire
MATÉRIEL

*Depuis plus de 20 ans
à vos côtés*

Nouveautés
et
Évolutions
2021



www.manomedical.com

VOUS ACCOMPAGNER

Vous conseiller, vous informer

À VOTRE SERVICE

FORMATIONS À DISTANCE ET WEBCONFÉRENCES

- Profitez de nos supports techniques et pédagogiques présentés par des vétérinaires spécialistes.
- Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour rester informés !

PRÉSENTATIONS PRODUITS

- Nous vous proposons des tutoriels en ligne simples et pratiques, afin de vous présenter nos équipements et leur utilisation.
- Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !

CONSEILS PRATIQUES

- Découvrez notre rubrique «Le saviez-vous ?» sur www.manomedical.com pour profiter d'astuces et d'informations techniques.
- Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir tous nos articles !

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

www.manomedical.com/fr/news



PARTENARIATS

GROUPEMENTS LABORATOIRES CENTRALES

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et étudier avec vous tout projet de partenariat.


Votre contact :

Laurence ELSENSOHN

Directrice des Ventes

welcome@manomedical.com

Tél. 07 85 43 40 93



NOS SOLUTIONS EXCLUSIVES

MAD / by
Mano Médical

DES SOLUTIONS
SIMPLES ET
CLAIRES
POUR VOUS
ÉQUIPER

- Mise À Disposition d'équipement
- Garantie totale
- Sans franchise* ni vétusté
- Gestion des sinistres et prise en charge des réparations
- Prêt de matériel en cas d'immobilisation
- Redevance mensuelle fixe

Une prestation de services complète en matière de :

- Radiologie
- Échographie
- Endoscopie
- Thérapie Laser
- Monitoring
- Pression Artérielle (PetMap)
- Laboratoire (Biochimie et Hématologie)

*Sauf endoscopie, nous consulter svp pour plus d'informations au 02 96 85 86 76

Contactez-nous pour une étude personnalisée
au **02 96 85 86 76**

ECO² by
Mano Médical

- Une démarche client alternative, privilégiant les échanges à distance
- Une seule visite pendant la démarche d'achat
- Un bon d'achat correspondant à 3% du montant de votre investissement



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

Nouveautés et évolutions 2021



ÉCHOGRAPHIE

ÉCHOGRAPHE

Apogee 1000V Lite

Nouveau



Polyvalent, performant, compact, il optimise vos examens.

- Set complet de touches de fonctions directes
- Affichage simultané du mode B et du mode panoramique
- Imagerie trapézoïdale
- Xbeam pour une vue anatomique non déformée
- Technologie MFI (image haute définition)
- Compact et léger (5kg)
- Écran de 15 pouces haute résolution
- Batterie amovible avec chargeur de voiture
- Panneau de commande plat résistant
- Sac de transport pour une meilleure mobilité

WEBINAIRES ET FORMATIONS

Bénéficiez d'un accompagnement adapté

ÉCHOGRAPHIE, ENDOSCOPIE, RADIOLOGIE,
THÉRAPIE LASER...

Profitez de nos **supports techniques et pédagogiques** présentés par des **vétérinaires spécialistes**.

Inscrivez-vous à nos **webinaires et formations** sur :
www.manomedical.com/fr/formations

Abonnez-vous à notre chaîne  **YouTube**





ÉCHOGRAPHE

P40 Elite

Nouveau

Fonctionnalités premium pour un diagnostic optimal
Performances optimisées pour votre pratique vétérinaire

Ergonomie, efficacité et confort de travail

Technologie **μ-Scan** dernière génération

Qualité d'image améliorée

Signal amplifié pour un meilleur rendu visuel

Réduction du bruit et des artefacts

Encombrement réduit

Console et écran **réglables en hauteur, pivotant latéralement**, de façon indépendante, pour s'intégrer parfaitement à votre environnement de travail.



Les plus du Sonoscape P40 Elite

- ▶ Moniteur HD, écran tactile, Disque dur 1To
- ▶ Optimisation du contraste
- ▶ Réduction du bruit
- ▶ Détection des contours
- ▶ Technologie Doppler améliorée.
- ▶ 5 connecteurs de sondes

▼
**L'OUTIL
DU
SPÉCIALISTE**



CHIRURGIE

COUPER, THERMO-SOUDER, COAGULER

Seal&Cut MV1

Nouveau

Bistouri électrique haute performance
et **thermofusion TOUT-EN-UN**

Adapté à de nombreuses applications chirurgicales :

Ovariectomie, Splénectomie, Urologie, Hystérectomie, Thoracotomie ...

Le bistouri SigmaVet convient également à tout type de chirurgie ouverte, endoscopique, laparoscopique et minimalement invasive.

Solution électrochirurgicale complète

- 4 modes de coupe, 4 modes de coagulation, 2 modes bipolaires de coupe, 3 modes bipolaires de coagulation
- Coupe et coagulation bipolaire : affichage séparé des réglages
- Fonction «time out» : arrêt automatique du bistouri en cas de fonctionnement prolongé
- «Smart Surgical Assist» : accès rapide aux programmes et aux réglages
- Fonction «unit startup» : précédemment activé, pause, réinitialisation
- Jusqu'à 30 programmes mémorisables



La précision haute technologie associée à votre expertise chirurgicale

- **Rentabilité assurée grâce aux accessoires réutilisables et autoclavables**
- Thermo-soudure des tissus ultra résistante
- Thermofusion d'artères, de veines et d'ensemble de tissus
- Faible diffusion de chaleur sur les tissus adjacents
- Carbonisation et adhérences réduites
- Activation indépendante de la coupe bipolaire et de la coagulation

▼
**PRÉCISION
PERFORMANCE
SÉCURITÉ
DURABILITÉ**



Des fonctionnalités premium

- Fonction thermofusion pour un très grand nombre d'applications cliniques
- Puissance élevée : jusqu'à 400 Watts
- Nombreux accessoires réutilisables et autoclavables
- Multiples formes d'embouts de thermofusion
- Écran tactile LCD 5" (12,5 cm)

Demandez notre documentation complète
welcome@manomedical.com - 02 96 85 86 76



TENSIOMÈTRE

PetMAP

La solution de référence !



Conçu pour un diagnostic de l'hypertension et de l'hypotension facile, rapide et efficace !

DIAGNOSTIC

PetMAP g3

Disponible sur le PetMAP g2

- PA (systolique, diastolique et moyenne)
- Température (sonde vendue séparément)
- Optimisation brevetée PetMAP conçue pour sélectionner l'espèce et l'endroit de mesure
- Écran tactile 5'' (12,7 cm)
- Gonflage des brassards automatique et programmable en mode monitoring
- Mode monitoring automatique
- Stockage via Carte SD / Mini USB
- Chargeur et alimentation secteur inclus
- 7 brassards inclus de 2 à 5,5 cm

10,9 cm

carte SD

DIAGNOSTIC ET MONITORING

PetMAP +II, le monitoring en plus !

- Corrélation à la pression artérielle invasive
- Température par sonde oesophagienne
- SpO2 (modèle petMAP+ SpO2) : Saturation en oxygène avec affichage pléthysmographique
- Affichage en temps réel de l'enveloppe oscillométrique
- Sélection du cycle de la pression artérielle en mode monitoring
- Affichage des moyennes expurgées des extrêmes sous forme de tableau
- Affichage graphique des 45 dernières mesures en mode monitoring
- Modules ECG et Capnographie en option

► Disponible en version Spo2





MONITORING MULTIPARAMÉTRIQUE PORTABLE

MonitoVet

Nouveau

PRATIQUE - COMPACT - ABORDABLE

Le moniteur vétérinaire
adapté à toutes les situations !

- Capnographie Mainstream (EtCO₂)
- Oxymétrie de Pouls (SpO₂)
- Pression Artérielle Non-Invasive
- Température

Choisissez votre version !

SpO₂ + Température

EtCO₂ + SpO₂

SpO₂ + PA
+ Température

SpO₂ + EtCO₂
+ Température



Nouveau



CAPNOGRAPHIE

Capno 5

- Courbes CO₂ en temps réel
- Valeurs ET_{CO}₂
- Valeurs Fi_{CO}₂
- Fréquence respiratoire
- Alarmes apnée visuelles et sonores
- Support pour table inclus

Le Capno-5 mesure l'EtCO₂ avec un débit d'échantillonnage très bas (50 ml/min) adapté notamment aux animaux de petite taille.

Le Capno-5 s'utilise dans toutes les situations, y compris en dentisterie.



MICROSCOPES

VetScience

Nouveau

MICROSCOPES BINOCULAIRES

B 01

QUALITÉ PROFESSIONNELLE À PRIX RAISONNABLE

- Plans achromatiques (4x/ 10x/ 40x and 100x)
- Oculaire : Grand champ 10 x 18 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable

B 02

QUALITÉ ET CONFORT

- Plans achromatiques infinis (4x/ 10x/ 40x et 100x)
- Oculaire : Grand champ 10x 20 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise au point facilitée



MICROSCOPE TRINOCULAIRE

T 03

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME POUR USAGE INTENSIF

- Plans achromatiques infinis (4x/ 10x/ 40x et 100x)
- Oculaire : Grand champ 10 x 20 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise au point facilitée

OPTIONS

CAMÉRA À MONTURE C

- Caméra avec connexion USB 2.0 - 10 MP CMOS
- Logiciel avec de nombreux réglages

TABLETTE

- Tablette Android 9,7" (24,64 cm)
- Caméra 5MP intégrée
- Logiciel avec de nombreux réglages



THÉRAPIE LASER

LaserFlex LT16



LES APPLICATIONS COURANTES EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE :

- Réduction de la douleur
- Traitement de problèmes gingivaux et dentaires
- Aide à la cicatrisation post chirurgicale
- Aide à la réparation de ligaments
- Aide à la cicatrisation de plaies
- Réduction de syndromes inflammatoires
- Aide à la réparation musculaire
- Réduction des œdèmes
- Réduction de douleurs arthrosiques

ERGONOMIE :

- Batterie grande autonomie
- Silencieux
- Grand écran tactile 7"
- Compact et léger (2,2 kg)

SIMPLICITÉ :

- Interface claire et intuitive
- Mode Power Pulse
- 3 embouts pour toutes les applications cliniques

Des outils pédagogiques à votre disposition

Découvrez nos webinaires dédiés à la thérapie laser, réalisés en partenariat avec des vétérinaires spécialisés.

www.manomedical.com/fr/formations



ET TOUJOURS DISPONIBLE :

RADIOLOGIE NUMÉRIQUE

Capteur Plan **DR Imaging**

et son Logiciel **ManoVet**

Une interface simple et pratique
pour une gestion optimale de vos clichés



- Image obtenue en quelques secondes
- 2 tailles : 40 x 40 et 43 x 43 cm
- Capteur Plan silicium CSI CE Médical
- S'utilise avec n'importe quel générateur de rayons X
- S'intègre facilement dans le tiroir cassette de votre table

LOGICIEL
CONÇU PAR
MANO
MÉDICAL



Mano RX32

GÉNÉRATEURS HF DE RAYONS X

Certifiés CE Médical 93/42

HF1060



Poskom 20BT Lite
sur batterie





ENDOSCOPES

ManoScopes



Endoscope rigides et vidéoscopes flexibles

Des solutions polyvalentes pour toutes les applications vétérinaires : Choisissez la configuration qui vous convient le mieux !

ÉVOLUTIF

Une seule station permet de recevoir les différents vidéoscopes flexibles et endoscopes rigides !

Le Vidéo Center intègre ainsi le processeur, la source de lumière et le moniteur 12". Il vous permet de connecter notre gastroscopie, mais aussi nos bronchoscopes et endoscopes rigides (Rhinoscope, Otoscope, Arthroscope, Laparoscope,...).

Demandez la solution adaptée à vos besoins !



ENDOSCOPE ÉQUIN

ManoView

- TRÈS SIMPLE D'UTILISATION : Visualisation et enregistrement des images et des vidéos sans fil sur smartphone, tablette et PC grâce au module WiFi (option)
- TOTALEMENT AUTONOME : Source lumineuse et processeur intégrés
- ULTRA LÉGER : 1 kg seulement !

Nouveau



ManoView 1500

- Longueur 1500 mm, diam. 8,7 mm
Canal de travail 2 mm
Source de lumière : 1 LED blanche

ManoView 3500

- Longueur 3500 mm, diam. 12,6 mm
Canal de travail 2,8 mm
Source de lumière : 2 LEDs blanches
Plus de lumière pour une image claire et détaillée !

Endoscopes de longueurs et diamètres différents disponibles sur demande

Pincettes livrées en option

Informations détaillées au 02 96 85 86 76





Nouveau

VetLight Golden



LA LAMPE DU CHIRURGIEN !

- Diamètre de la lampe : 52 cm
- Diamètre du champ lumineux de 11 à 35 cm
- Température réglable de 4 000° K à 4 600° K
- Indice de rendu des couleurs : 95 Ra
- Nombre de LEDs : 81
- Modèles :
 - Mobile
 - Plafonnier
 - Double plafonnier
 - Mural
- Livrée avec 2 poignées stérilisables

Retrouvez toute notre gamme éclairage sur notre site :
www.manomedical.com/fr/eclairage

UNE QUESTION ?

Matériel, SAV, formation ...



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît - 22100 Taden - France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76 - welcome@manomedical.com

www.manomedical.com

Des outils pédagogiques à votre disposition

Découvrez nos webinaires et formations, réalisés en partenariat avec des vétérinaires spécialistes, conçus pour vous faciliter la prise en main et l'utilisation de nos équipements.

www.manomedical.com/fr/formations

NOUS CONTACTER

Toute une équipe à votre écoute !

VOS CONSEILLERS TECHNIQUES

Relations GROUPEMENTS

LABORATOIRES ET CENTRALES

Laurence ELSSENHORN

Directrice des ventes

welcome@manomedical.com

07 85 43 40 93

Benjamin GATHEN

b.gathen@manomedical.com

07 85 11 94 12

Julien GLOAGUEN

j.gloaguen@manomedical.com

06 14 10 08 23

Anthony DISCOURS

a.discours@manomedical.com

06 37 44 30 93

Sébastien GARRIER

s.garrier@manomedical.com

06 33 89 14 43

Laurent RECOLIN

l.recolin@manomedical.com

06 27 61 65 45

VOTRE SERVICE CLIENT

02 96 85 86 76

Informations tarifaires, suivi de vos commandes, dossiers de financement :

Margot LEVIER

m.levier@manomedical.com

Service commercial

Christine HUBER

c.huber@manomedical.com

Service commercial

Camille REVEL

c.revel@manomedical.com

Service administratif et financier

Assistance technique, pièces détachées, réparations :

Patrick BOURMAULT

tech@manomedical.com

Service technique

Julien MARTIN

j.martin@manomedical.com

Service technique

Mickaël JACQUES

m.jacques@manomedical.com

Service logistique



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

supplément 2022



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

www.manomedical.com

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

15, rue du Noroît
22100 Taden
France

Suivez-nous !

