



**mano
médical**
EQUIPMENT FOR VETS
by **génia**

NOUVEAUTÉS
2025



Votre partenaire matériel
Depuis 25 ans à vos côtés





Oflexi

LA SOLUTION D'ENDOSCOPIE ACCESSIBLE À TOUS !

✓ Une gamme d'endoscopes rentables, performants et très simples d'utilisation

Un nouveau service à intégrer facilement à votre clinique

✓ Une gamme évolutive accessible à tous les cabinets vétérinaires

Un large choix d'endoscopes très fins pour de multiples interventions sur chien, chat et NAC

✓ Risque financier faible

Réduisez les risques de dommages comparés à des endoscopes onéreux.



Retrouvez le webinaire dédié sur notre chaîne www.youtube.com/@manomedical.



■ **Processeur vidéo HD** : une qualité d'image exceptionnelle

■ **Résolution Full HD** sur écran portable 13,3" (33 cm)

■ **Plug and Play** : démarrage rapide, jusqu'à 4 h d'autonomie

■ **Portable** : transfert des données via USB (types A et C)

Référence	Souple ENDO-1060	Souple ENDO-1061	Souple ENDO-1062	Souple ENDO-1063	Semi-rigide ENDO-1064
Diamètre ext.	ø 2,8 mm	ø 4,2 mm	ø 5,6 mm	ø 2,8 mm	ø 4,5 mm
Canal de travail	ø 1,2 mm	ø 2,0 mm	ø 2,8 mm	ø 1,2 mm	ø 2,5 mm
Longueur	615 mm	615 mm	615 mm	240 mm	220 mm
Largeur de champ	120°				
Profondeur de champ	0,5 - 120 mm	2 - 50 mm			



Échographie

ÉCHOGRAPHE INTÉGRÉ SIUI V75



Excellent rapport qualité prix !

CONÇU POUR
LA PRATIQUE
VÉTÉINAIRE !



Imagerie

- ✓ Images de grande qualité
- ✓ Ergonomie et confort d'utilisation
- ✓ Toutes les fonctions essentielles pour l'imagerie abdominale et cardiaque



- Écran LCD 23" pivotant
- Écran tactile 13,3"
- Clavier AZERTY (français)
- 4 connecteurs sondes
- Réchauffeur de gel



AIDE À L'INTERPRÉTATION DES IMAGES RADIOGRAPHIQUES



SignalPET®

L'IA au service de l'imagerie vétérinaire

OBTENEZ INSTANTANÉMENT UNE ANALYSE COMPLÈTE ET DÉTAILLÉE !

SignalPET®, pourquoi l'utiliser ?

- ✓ **Analyse rapide** : optimisation de votre temps grâce à des résultats en temps réel et un rapport prérempli.
- ✓ **Analyse fiable** : 4 500 cliniques équipées dans le monde, 4 millions d'images radios téléchargées et près de 70 pathologies répertoriées !
- ✓ **Analyse rentable** : une aide à l'interprétation des radiographies à un prix abordable.



« SignalPET® est une IA très impressionnante qui nous fait gagner en confiance dans la lecture des radios.

Côté client, le surcoût est très faible comparé au service supplémentaire proposé.


En fait, SignalPET® nous aide à détecter des anomalies que nous n'aurions pas pu déceler par manque de temps comme par exemple de minuscules urolithes, des masses pulmonaires, des anomalies orthopédiques sous-jacentes... »

Dr Howard J. SMALL, VMD, Forest Lakes Animal Clinic

✓ **Envoi automatique de vos images** au format DICOM depuis votre console d'acquisition

✓ **Analyse avec identification des éléments** normaux et anormaux en quelques minutes

✓ **Réception d'un résumé de l'analyse** et d'un rapport détaillé en français (téléchargeable en PDF)



IMAGES

10 AOÛT 202409H37

ANORMAL(6) | NORMAL(16)



Détail abdominal limité

- Spondylose
- Motif parenchymateux diffus
- Schéma parenchymateux cranioventral
- Motif parenchymateux caudodorsal
- Liquide pleural
- Deux populations d'intestin grêle
- Corps étrangers de l'intestin grêle
- Plicature de l'intestin grêle
- Effet de masse abdominale
- Et 12 autres...


Demandez une démonstration !
02 96 85 86 76



LASER THÉRAPEUTIQUE ET CHIRURGICAL LT24

Le LaserFlex LT24 dispose de plus de 1 300 protocoles faciles à sélectionner pour chiens, chats, chevaux et NAC !

- **4 longueurs d'ondes** : 650nm, 810nm, 915nm, 980nm
- **2 modes** : **24W en mode continu** et **28W en mode pulsé**, très efficace notamment dans le cadre de traitements comme l'arthrose. Traitement rapide et efficace en canine comme en équine
- **5 embouts** pour toutes les applications cliniques



Demandez à recevoir nos cas cliniques



Chirurgie

Pourquoi utiliser le laser en chirurgie ?

Le faisceau laser possède une concentration d'énergie suffisante pour vaporiser ou séparer efficacement les tissus. Lors de l'incision, le laser cautérise et ferme les petits vaisseaux sanguins.

- ✓ **Idéal pour toute chirurgie nécessitant une incision précise dans des zones fortement vascularisées tels que la sphère ORL, par exemple le voile du palais**
- ✓ **Faible saignement, coupe rapide et temps opératoire réduit**
- ✓ **Réduction de la douleur** : la température élevée générée par le laser a pour effet de sceller les terminaisons nerveuses au niveau de l'incision.
- ✓ **Réduction de l'œdème** : l'énergie laser a comme effet de sceller les vaisseaux lymphatiques, réduisant ainsi l'œdème post-opératoire.





POMPE À PERFUSION ManoPump iV2


Pour perfuser de manière sûre et précise...



Panneau de commande simple et intuitif

ÉQUIPEZ-VOUS SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ !

- Écran 2,8" (7 cm)
- Jusqu'à 5h d'autonomie
- Autres paramètres identiques au modèle ManoPump iV1 Plus



Supports cage et pied à perfusion inclus dans les 2 modèles

ManoPump iV1 Plus

...et réchauffer en toute sécurité !

- Jusqu'à 10h d'autonomie
- Légère (1,45 kg) et peu encombrante
- Débit de de 0,1 à 2 000 ml/h
- Multiples possibilités de réglages (volume global à perfuser, débit souhaité, durée totale de la perfusion...)
- Compatible tout set de perfusion (étalonnée avec les sets Génia)
- Compatible transfusion



Grand écran tactile 4,3" (10,75 cm) pour régler et afficher les paramètres

Possibilité de rajouter un module réchauffeur de perfusion (option)



Ce module permet d'amener la chaleur au plus près du patient réduisant ainsi les risques d'hypothermie.



STÉRILISATEUR BASSE TEMPÉRATURE À L'OZONE SterOx

La solution efficace pour stériliser de nombreux outils et accessoires chirurgicaux ainsi que des instruments sensibles comme les endoscopes souples et rigides !

SteriBase

Station Plug & Play pour suivre de près et valider chaque cycle en toute sécurité.

- Interface intuitive
- Faible maintenance

SteriBox

Boîte rigide et hermétique pour un conditionnement optimal et une stérilité longue durée.

- Contenus mixtes
- Grande taille (63*31*19cm)
- Manipulation simple et rapide



Pourquoi passer à la stérilisation à l'ozone ?

- **Rentable** : Réduction des coûts par cycle et préservation de la durée de vie des dispositifs.
- **Non toxique** : L'ozone ne laisse pas de résidus toxiques, au contraire il se reconvertit en oxygène.
- **Assurance stérilité** : Les paramètres critiques sont surveillés et mesurés tout au long du cycle.
- **Écologique** : Une technologie basée sur des principes naturels et d'efficacité énergétique.

Stop à l'utilisation de produits chimiques toxiques !

L'ozone est un agent naturel puissant pouvant stériliser toutes sortes de dispositifs qui ne supportent pas la chaleur et/ou l'humidité, notamment :



Tables de chirurgie et de consultation

LES TABLES MANO MÉDICAL SONT ÉLIGIBLES AUX SUBVENTIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES ERGONOMIQUES !

Notre gamme de tables est conçue pour améliorer votre confort au quotidien en réduisant les contraintes physiques :


- Commande montée/descente
- Inclinaison ajustable
- Commandes intuitives...

Vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide pour l'acquisition d'un nouvel équipement vétérinaire ergonomique. Rapprochez-vous de votre CNAM !



22 rue Charles de Gaulle
22100 LANVALLAY
France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76
contact@manomedical.com



► **Vos responsables de secteur**

Nord / Ouest : **Julien GLOAGUEN**

Tel. 06 14 10 08 23 / j.gloaguen@manomedical.com

Hauts-de-France : **Benjamin GATHEN**

Tel. 07 85 11 94 12 / b.gathen@manomedical.com

Nord / Est : **Anthony DISCOURS**

Tel. 06 37 44 30 93 / a.discours@manomedical.com

Sud / Est : **Laurent RECOLIN**


Tel. 06 27 61 65 45 / l.recolin@manomedical.com

Sud / Ouest : **Fabien CHAUBARD**

Tel. 06 33 89 14 43 / f.chaubard@manomedical.com

IDF / Centre : **Brahim BELGHELIEM**

Tel. 06 77 33 41 59 / b.belgheliem@manomedical.com



www.manomedical.com

