




Cage à Induction

Conçu pour l'anesthésie des NAC et petits animaux et pour l'aérosolthérapie



Cage fabriquée en polycarbonate très résistant (Lexan)
Excellente visibilité pour le monitoring pendant l'induction
Couvercle avec joint hermétique pour une sécurité maximale et pour éviter toute perte de gaz
Possibilité d'ajuster la cage à la dimension de l'animal grâce à une cloison de séparation amovible
Embouts coniques entrée / sortie de gaz amovibles
Dimensions : 41x18x19 cm

