

# USB VideoScope Polyvalent

## Kit de diagnostic vétérinaire



### Haute technologie à petit prix !

Le nouvel endoscope polyvalent s'utilise également comme otoscope haute résolution grâce à son adaptateur otoscopie doté d'un canal de travail de 2mm.

En utilisant la canule de diagnostic, cet endoscope peut être employé pour de nombreuses procédures dans votre clinique, comme la rhinoscopie, l'arthroscopie, la laparoscopie.

La visualisation de vos examens en temps réel est maintenant possible grâce à la caméra couleur haute résolution incluse dans ce coffret.

**Endoscope 105 mm x 2.7mm, 0° ou 30°**



**Adaptateur otoscopie avec canal 2mm**



**Adaptateur de chirurgie à robinets**



**Canule de diagnostic à robinets**



#### Inclus dans le coffret :


Endoscope et adaptateur otoscopie  
Canule de diagnostic  
Adaptateur chirurgie  
Pince souple à corps étrangers  
Source lumineuse 150W

*En option : Caméra couleur permettant de récupérer directement les images sur votre ordinateur .*



# Système de Vidéo-Otoscopie

## Kit vétérinaire complet



**Video-Otoscopie - la solution pratique, performante et abordable !**



Le capteur optique est livré avec un adaptateur otoscopique doté d'un canal de travail de 2mm, adapté aux biopsies, à l'extraction de corps étrangers, au rinçage du canal auriculaire...

Une caméra couleur analogique vidéo / USB vous donne la possibilité de capturer vidéos et images sur votre PC.

Ce système permet d'effectuer de nombreuses procédures qui ne sont pas possibles avec un otoscope classique, tout en modernisant l'image votre clinique.



**Capteur avec adaptateur otoscopie**

**Source lumineuse 150W**

**Caméra couleur CCD haute résolution**


Options disponibles :

*Pince à biopsie  
Pince à corps étrangers  
Insufflateur Luer  
Brosse nettoyante*




# Micro-Fibroscope Flexible

## Kit d'Endoscopie Vétérinaire



### LE PLUS PETIT FIBROSCOPE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ VÉTÉRINAIRE !

Le micro-fibroscope flexible facilite le diagnostic des maladies des voies respiratoires et urinaires des animaux de compagnie ainsi que des NAC.



**Excellente qualité optique**

**Longueur 20"**

**Diamètre 1.67mm !**


**Nombreuses applications**

Visualisation et examen des fosses nasales, du nasopharynx, des voies respiratoires supérieures et de la vessie même chez les très petits chats et chiens ;  
sexage des oiseaux, intubation des NAC et des animaux exotiques -


**TOUS CES EXAMENS SONT POSSIBLES AVEC NOTRE MICRO-ENDOSCOPE FLEXIBLE !**



*Bronchoscopie  
(Perroquet)\**



*Endoscopie par le cloaque  
(Perroquet)\**



*Extraction d'un os de poulet  
(Cochon nain)\**

*Caméra couleur analogique vidéo / USB pour une visualisation sur PC en temps réel et la capture d'images disponibles en option !*




*Le kit inclut l'endoscope, la source lumineuse indépendante,  
un adaptateur latéral à robinets pour rinçage ou insufflation.  
Livré dans une malette de rangement.*

*\*Photos : Avian and Exotic Animal Care, Raleigh, NC, USA*




# Micro-Endoscope Semi Rigide

## Endoscope Vétérinaire




**CONÇU POUR PASSER DANS LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS, LE MICRO-ENDOSCOPE SEMI-RIGIDE OFFRE UNE VISION CLAIRE ET PRÉCISE.**

Outil diagnostique polyvalent, il peut être utilisé pour les chiens et chats en rhinoscopie, otoscopie et cystoscopie mais aussi pour l'intubation des petits animaux sans sa chemise.




*\*Intubation à l'aide du micro-endoscope*



**Diamètre 1,9 mm - longueur 15 cm**

**Canal opérateur de 2 mm et Chemise de 2,5 mm**



**Intubation d'une sonde endo-trachéale de 2 ou 2,5 mm**

**Livré avec sa source lumineuse portable**



**En option : Pince à biopsie et pince à corps étranger**

*Caméra couleur analogique vidéo / USB pour une visualisation sur PC en temps réel et la capture d'images disponibles en option !*



*\*Photos : Avian and Exotic Animal Care, Raleigh, NC, USA*

