

Sonoscape S2

Echographe Noir et Blanc Evolutif

Une solution performante à petit prix



◀ Moniteur haute définition de 15''

◀ Disque dur de 320 GO

◀ Connecteur 2 sondes

◀ Clavier ergonomique repliable



◀ Sondes :

Micro-convexe 4-8 MHz / R11 mm

Linéaire 5-15 MHz / FOV 46 mm

Phased array Basse Fréq. 2-4 MHz

Phased array Haute Fréq. 4-7 MHz


Endo-rectale 5-15 MHz / FOV 46 mm



Sonoscape S2

De multiples fonctions pour une excellente qualité d'image

- Modes d'imagerie :
 - Mode B
 - Mode M
 - Mode DPI
 - Doppler pulsé
 - Mode THI
 - Imagerie composée
 - Imagerie trapézoïdale
 - Imagerie harmonique tissulaire
 - Doppler couleur (option)



Dimensions : 230 x 400 x 350 mm
Poids : 8,5 kg

- Mode M-tuning : Optimisation de l'image en modes 2D, couleur et doppler en 1 seule touche
- Réduction des artefacts grâce au μ -scan
- Kart disponible en option
- Configuration personnalisée en fonction de votre propre style de travail et de vos habitudes

Des fonctionnalités répondant à toutes les exigences vétérinaires

Un système DICOM complet :

Exportation, stockage, archivage,
liste de travail, impression, MPPS

Une configuration vétérinaire dédiée :

Annotations pré-définies
Plus de 100 abréviations disponibles

Solution complète de gestion de base de données et de l'image du patient :

AVI/JPG, 2 ports USB, DVD, rapport
PDF, disque dur de 320 GO

Fonction presse-papier :

Gestion complète des données
d'images



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com