

# Sonoscape S12

Puissance et Efficacité

## Une solution complète et simple d'utilisation



◀ Moniteur haute définition 15''  
avec bras articulé

◀ Configuration personnalisée en fonction  
de votre propre style de travail et de vos  
habitudes

◀ Sondes :  
Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm HD  
Linéaire 4-16 MHz / FOV 38 mm HD  
Phased array Basse Fréq. 2,2-5,4 MHz HD  
Phased array Haute Fréq. 3,5-8,3 MHz HD

◀ Connecteur 4 sondes



# Sonoscape S12

## Conçu pour un très grand nombre d'applications



- Imagerie harmonique tissulaire permettant non seulement d'augmenter le ratio signal/bruit mais également d'obtenir une meilleure pénétration dans le champ éloigné
- Mode M-tuning: Optimisation de l'image en modes 2D, couleur et doppler en 1 touche
- Une image 2D de qualité exceptionnelle
- Réduction des artefacts grâce au  $\mu$ -scan
- Triplex: Permet de capturer en temps réel les informations des tissus avec les modes B/couleur et doppler pulsé
- Imagerie panoramique en temps réel permettant d'obtenir une vue élargie des organes examinés
- Cardiologie :  
Mode M anatomique  
IMT pour la détection des angles et le calcul des épaisseurs moyennes et maximales

**Dimensions : 72 (P) x 56 (l) x 138 (H) cm**  
**Poids : 60 kg**

## Des fonctionnalités répondant à toutes les exigences vétérinaires

### Un système DICOM complet :

Exportation, stockage, archivage, liste de travail, impression, MPPS

### Mesure rapide :

Touches de raccourci pour GYN, OB et cardiologie

### Calcul automatique :

IMT, Tracé automatique DP, etc.

### Solution complète de gestion de base de données et de l'image du patient :

AVI/JPG, 2 ports USB, DVD, rapport PDF, disque dur de 500 GO



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)