

# Sonoscope S22

Echographe compact et complet

## L'innovation au service de la performance



◀ Moniteur haute définition 18,5''  
avec large angle de vue et  
bras pivotant

◀ Clavier tactile 8'' avec sélection  
contextuelle permettant un accès  
direct aux réglages associés à la  
fonction utilisée

◀ Sondes :  
Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm HD  
Linéaire 4-16 MHz / FOV 38 mm  
Phased array Basse Fréq. 2,2-5,4 MHz HD  
Phased array Haute Fréq. 3,5-8,3 MHz HD

◀ Connecteur 4 sondes



# Sonoscape S22

Conçu pour un très grand nombre d'applications



- Tous dopplers : Doppler couleur, doppler puissance, doppler pulsé, doppler tissulaire et doppler continu
- Affichage dual life N/B et couleur sans dégradation de l'image
- Mode M-tuning: Optimisation de l'image en modes 2D, couleur et doppler en 1 seule touche
- Vitesse d'image très élevée
- Réduction des artefacts grâce au  $\mu$ -scan
- Imagerie panoramique en temps réel permettant d'obtenir une vue élargie des organes examinés
- Cardiologie :  
Mode M anatomique IMT pour la détection des angles et le calcul des épaisseurs moyennes et maximales

**Dimensions : 72 (P) x 56 (l) x 138 (H) cm**  
**Poids : 60 kg**

Des fonctionnalités répondant à toutes les exigences vétérinaires

**Un système DICOM complet :**

Exportation, stockage, archivage, liste de travail, impression, MPPS

**Mesure rapide :**

Touches de raccourci pour GYN, OB et cardiologie

**Calcul automatique :**

IMT, Tracé automatique DP, etc.

**Solution complète de gestion de base de données et de l'image du patient :**

AVI/JPG, 2 ports USB, DVD, rapport PDF, disque dur de 500 GO



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)