

Sonoscape S40

Style et Performance

Une qualité d'image sans équivalent




Moniteur haute définition 19" ►
avec large angle de vue et bras
pivotant

◀ Clavier tactile 10" avec sélection
contextuelle permettant un accès
direct aux réglages associés à la
fonction utilisée

◀ Connecteur 5 sondes

◀ Sondes :
Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm HD
Linéaire 4-16 MHz / FOV 38 mm HD
Phased array Basse Fréq. 2,2-5,4 MHz HD
Phased array Haute Fréq. 3-9 MHz HD

Panneau de commande ►
rotatif et réglable en hauteur



Sonoscape S40

Conçu pour un très grand nombre d'applications



- Tous dopplers : Doppler couleur, doppler puissance, doppler pulsé, doppler tissulaire et doppler continu
- Imagerie harmonique tissulaire permettant non seulement d'augmenter le ratio signal/bruit mais également d'obtenir une meilleure pénétration dans le champ éloigné
- Affichage plein écran (19'') sans perte de qualité
- Réduction des artefacts grâce au μ -scan
- Une gamme de sondes haute fréquence permettant d'obtenir une image claire sur toute sa profondeur
- Filtres haute sensibilité : Suppriment le bruit et permettent une meilleure différenciation des structures
- Cardiologie :
Mode M anatomique
IMT pour la détection des angles et le calcul des épaisseurs moyennes et maximales

Dimensions : 100 (P) x 68 (l) x 152 (H) cm
Poids : 150 kg

Des fonctionnalités répondant à toutes les exigences vétérinaires

Un système DICOM complet :

Exportation, stockage, archivage, liste de travail, impression, MPPS

Mesure rapide :

Touches de raccourci pour GYN, OB et cardiologie

Calcul automatique :

IMT, Tracé automatique DP, etc.

Solution complète de gestion de base de données et de l'image du patient :

AVI/JPG, 2 ports USB, DVD, rapport PDF, disque dur de 500 GO



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com