

Mythic 18 Vet

Analyseur d'Hématologie

18 paramètres d'hématologie Entièrement automatisés

- ▶ Economique en consommables
- ▶ Maintenance simplifiée
- ▶ Nécessite peu d'entretien
- ▶ Compact et léger
- ▶ Consommation électrique faible
- ▶ Faible volume de sang
- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ Fabrication suisse



Mythic 18 Vet

Analyseur d'Hématologie

Caractéristiques techniques :

Paramètres	18 paramètres + 3 courbes : WBC, LYM% and #, MON% and #, GRA% and #, alerte EOS, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, courbe RBC, courbe WBC, courbe PLT
Débit	60 échantillons à l'heure
Volume d'échantillon sanguin	< 10 µl
Technologie	Par impédance (WBC, RBC, PLT), par spectrophotométrie (HGB)
Réactifs	Sans Cyanide - Pack réactifs : de 75 à 150 cycles selon usage
Calibration	Automatique ou manuelle
Interface utilisateur	Ecran couleur tactile, pavé numérique intégré
Alimentation	90 à 250 V, 50 à 60 Hz, moins de 50 VA
Interface graphique	Menu avec icônes pour un accès direct aux principales espèces + de 10 espèces disponibles : chien, chat, cheval, porc, mouton, chèvre, lapin, souris, rat. 10 autres espèces peuvent être programmées par l'utilisateur.
Espèces	
Contrôle qualité	Liquides QC disponibles - Table et graphes de Levey Jennings
Alertes	Alertes par pathologie (programmables), alertes limites laboratoires (programmables), alertes réactifs, alertes instrument
Traçabilité	Identification patient : nom, ID patient, ID échantillon, relevé journalier Réactifs : numéro de lot, date d'expiration, volume
Sorties	RS232, Ethernet (UDP/IP, TCP/IP), 2 ports USB, port Centronics et port scanner code barres
Imprimante externe (option)	Imprimante laser monochrome
Mémoire	Mémoire interne pouvant contenir jusqu'à 1 500 patients. Plus de 60 000 sur clé USB
Transfert des données (option)	Pack connectique



**Pack réactifs
intégré, très facile à
remplacer**

**Seulement 3 modules
hydrauliques :
Economiques et
faciles à remplacer**

**Pipette et chambre
démontables
sans outil**

Une nouvelle façon de s'équiper :

L'analyseur **Mythic 18 Vet**
est éligible au programme

MAD/ by
Mano Médical

- Garantie **totale** sans franchise ni vétusté
- **Pas** d'investissement
- **Zéro** immobilisation
- Une gestion **optimale** de vos coûts par acte

Contactez-nous

pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**.

 **Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com