


# VetCare

Matelas anti-escarre

## Spécialement créé pour l'hospitalisation vétérinaire



### ► Innovant

Le coeur du matelas anti-escarre, constitué d'une mousse à mémoire de forme, favorise une meilleure répartition des pressions de contact. Il évite ainsi au praticien de changer fréquemment l'animal de position .

### ► Confortable

**VetCare** s'adapte à la morphologie et au poids de l'animal et permet d'atténuer considérablement sa douleur.

### ► Robuste

**VetCare** est constitué d'une enveloppe de toile plastifiée (polyester enduit PVC) armée de fibre textile pour résister aux morsures des animaux. Il est renforcé par un oeillet inox à chaque coin. Enfin, une large soudure périphérique contribue à sa robustesse.

### ► Hygiénique

**VetCare** se lave simplement à l'eau tiède et au savon.

► Dimensions de **VetCare** : 77 x 106cm - épaisseur 45mm



 **Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France  
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76  
Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)