

Sonoscape X5

Echographe portable tous dopplers

La performance miniaturisée

Moniteur anti-reflet ►
haute définition 15,6''

◀ Tous dopplers : Doppler couleur,
doppler puissance, doppler pulsé,
doppler continu et doppler tissulaire

◀ Démarrage rapide
grâce au SSD

Compact et léger ►
4,5 kg seulement !

◀ Sondes :
Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm
Linéaire 4-16 MHz / 46 mm
Phased-array 1-6 MHz

Kart disponible
en option ▼



Sonoscape X5

Conçu pour un très grand nombre d'applications



Dimensions : 38 x 34 x 5 cm
Poids : 4,5 kg

- Une technologie d'imagerie de pointe :
Mode B, doppler couleur, doppler continu, doppler pulsé, doppler tissulaire
- Imagerie harmonique tissulaire permettant non seulement d'augmenter le ratio signal/bruit mais également d'obtenir une meilleure pénétration dans le champ éloigné
- Mode M-tuning : Optimisation de l'image en modes 2D, couleur et doppler en 1 seule touche
- Réduction des artefacts grâce au μ -scan
- Imagerie panoramique en temps réel permettant d'obtenir une vue élargie des organes examinés
- Et en plus :
Imagerie compound
Speckle reduction
Mode M anatomique permettant le positionnement de l'image du coeur dans l'axe de la sonde
Fonction ECG (disponible en option)

Des fonctionnalités répondant à toutes les exigences vétérinaires

Un système DICOM complet :

Exportation, stockage, archivage, liste de travail, impression, MPPS

Mesure rapide :

Touches de raccourci pour GYN, OB et cardiologie

Calcul automatique :

IMT, Tracé automatique DP, etc.

Solution complète de gestion de base de données et de l'image du patient :

AVI/JPG, 2 ports USB, DVD, rapport PDF, disque dur de 500 GO



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com