



# Sonoscape A6

## Echographe portable

Echographe noir et blanc



# Sonoscape A6

## Echographe portable noir et blanc

### Fonctionnalités :

- Ecran LCD 12''
- Design adapté à l'usage vétérinaire :  
Ecran anti-poussière et anti-reflet  
Câble de 3 mètres pour les sondes
- Connecteur 2 sondes
- Sondes :  
Micro-convexe 4-9 MHz  
Linéaire 5-12 MHz  
Endo-rectale basse fréquence 3-7 MHz  
Endo-rectale haute fréquence 5-11 MHz
- Imagerie harmonique des tissus de  
5 fréquences variables
- M-tuning : opérations intuitives grâce à la technologie  
One-key image Optimisation
- Capture d'images (fonction clip-board) pour  
re-visualisation
- Base de données complètes pour les patients :  
DVD  
USB pour stockage  
Rapport PDF, AVI/JPEG  
DICOM 3.0
- Fonction presse-papier
- Batterie disponible en option
- Kart disponible en option



Dimensions A6 : 340 x 340 x 150 mm

Poids : 6 Kg

### Caractéristiques techniques :

- Zoom jusqu'à 4X
- Niveaux de densité de gris : 2
- Niveaux de TGC : 8
- Gamme dynamique : 20 - 255
- Nombre de focales : 5
- Persistance : 8 niveaux
- Niveaux de gris : 256
- Profondeur selon la sonde : jusqu'à 26 cm



Medical equipment for veterinarians

15, rue Noroit  
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)