




# SK-500I V2

## Pousse seringue

Pour perfuser  
de manière SÛRE et PRÉCISE



Mano  
Médical

Medical equipment for veterinarians

# SK-500I V2

## Pousse seringue



### Utilisation :

- Lors d'anesthésie
- En analgésie
- En oncologie



### Débit et performance :

- Compatible avec seringues standards de 5, 10, 20, 30, 50 et 60 ml
- Limite de volume : 0,1 - 999,9 ml
- Débit :
  - ▶ Seringue de 5 ml : 0,1 - 150 ml / h
  - ▶ Seringue de 10 ml : 0,1 - 300 ml / h
  - ▶ Seringue de 20 ml : 0,1 - 600 ml / h
  - ▶ Seringue de 30 ml : 0,1 - 900 ml / h
  - ▶ Seringue de 50/60 ml : 0,1 - 1500 ml / h
- Précision : +/- 2%
- Fonction bolus : 0,10 - 1500 ml/h
- Fonction garde-veine par micro-perfusion KVO rate (Keep Vein Open): 0.5 ml/h
- Occlusion :
  - ▶ Basse :  $300 \pm 125$  mmHg
  - ▶ Moyenne :  $525 \pm 125$  mmHg
  - ▶ Haute :  $900 \pm 180$  mmHg



### Écran:

- Débit
- Volume accumulé
- Volume sélectionné
- Taille de seringue
- Etat de charge
- Alimentation secteur
- Capacité et charge batterie



### Alarme :

- Volume sonore réglable
- Perfusion terminée, en-cours, bloquée, anormale
- Occlusion
- Dysfonctionnement
- Batterie déchargée
- Batterie faible
- Pousse-seringue débranché



Dimensions :	360 x 145 x 123 mm
Poids :	1,95 Kg
Écran :	LCD 2,5''
Seringues :	5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Débit :	1 - 1500 ml / h
Limite :	1 - 9999 ml
Précision :	+/- 2%
Batterie :	Lithium
Autonomie batterie :	> 6 heures
Durée charge :	< 5 heures @100%
Alimentation :	100-240 V, 50/60 Hz



**Mano  
Médical**

Medical equipment for veterinarians

15, rue Noroit  
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)