

Cuve à ultrasons

Appareil de nettoyage à ultrasons chauffant

Nettoyage universel, efficace et rapide !



- **Simple d'utilisation** - un bouton température et un bouton minuterie
- **Puissante** - trois générateurs d'ultrasons intégrés
- **Capacité idéale - 4 litres**, parfait pour vos instruments
- **Trois niveaux de puissance** - 50% / 75% / 100%
- **Universelle** - température, intensité et durée ajustables
- **Qualité supérieure** - cuve entièrement en inox robuste
- **Pratique** - anses de panier repliables

Caractéristiques techniques :

Contenance :	4 litres
Dimensions extérieures :	325 (L) x 180 (l) x 240 (H) mm
Dimensions intérieures :	300 (L) x 155 (l) x 100 (H) mm
Dimensions panier :	270 (L) x 130 (l) x 70 (H) mm
Alimentation :	230 V / 50 Hz
Consommation :	250 W
Générateurs :	3 (38 kHz)



15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com