



Gamme **petMAP**TM

Blood Pressure Measurement Device

NOUVEAU !

petMAP g3

PA (systolique, diastolique et moyenne),
rythme cardiaque et **Température**
(sonde vendue séparément)

PPO (Optimisation brevetée
PetMAP conçue pour sélectionner
l'espèce et l'endroit de mesure)
NSV (Valeur de session nominale)

Écran tactile 5" (12,7 cm)

**Automatique et programmable
en mode monitoring**

Automatique

Carte SD / Mini USB (non fournis)

**Chargeur et
alimentation secteur inclus**

7 brassards de 2 à 5,5 cm

4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13
cm), sondes température
(œsophagienne ou rectale),
housse de protection, fixation pour
pied à perfusion, fixation table &
carte SD

petMAP graphic II

Paramètres mesurés

PA (systolique, diastolique et
moyenne) et rythme cardiaque

Caractéristiques
Pression artérielle non invasive

PPO (Optimisation brevetée
PetMAP conçue pour sélectionner
l'espèce et l'endroit de mesure)
NSV (Valeur de session nominale)

Écran

Écran tactile 4.3" (10,9 cm)

Gonflage des brassards

Automatique

Mode monitoring

Rappels automatiques

Stockage des données

Carte SD (non fournie)

Alimentation

4 piles AA

Accessoires inclus

7 brassards de 2 à 5,5 cm

Accessoires optionnels

4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13
cm), housse de protection, fixation
pour pied à perfusion, fixation table,
alimentation secteur & carte SD

petMAP+ II

PA (systolique, diastolique et
moyenne), rythme cardiaque,
Température (modules
complémentaires ECG et
Capnographie en option)

PPO (Optimisation brevetée
PetMAP conçue pour sélectionner
l'espèce et l'endroit de mesure)
NSV (Valeur de session nominale)

Écran tactile 5" (12,7 cm)

Automatique et programmable
en mode monitoring

Automatique

Carte SD / Mini USB (non fournis)

Chargeur et
alimentation secteur inclus

7 brassards de 2 à 5,5 cm
Sonde œsophagienne de
température

4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13
cm), housse de protection, fixation
pour pied à perfusion, fixation table,
module ECG, module capno &
carte SD

petMAP+ II SpO2

PA (systolique, diastolique et
moyenne), rythme cardiaque,
Température, SpO2 (modules
complémentaires ECG et
Capnographie en option)

PPO (Optimisation brevetée
PetMAP conçue pour sélectionner
l'espèce et l'endroit de mesure)
NSV (Valeur de session nominale)

Écran tactile 5" (12,7 cm)

Automatique et programmable
en mode monitoring

Automatique

Carte SD / Mini USB (non fournis)

Chargeur et
alimentation secteur inclus

7 brassards de 2 à 5,5 cm
Sonde œsophagienne de
température et capteurs SpO2
langue et patte

4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13
cm), sondes température housse
de protection, fixation pour pied à
perfusion, fixation table, module
ECG, module capno & carte SD