

VetO2+ Silent

Concentrateur d'oxygène



Encore + silencieux,
+ petit, + performant !

 **Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

VetO2+ Silent

Concentrateur d'oxygène



Quand utiliser un concentrateur d'oxygène :

Le concentrateur à oxygène fait partie de vos équipements importants. Bien plus avantageux que des bouteilles d'oxygène, il peut être utilisé :

- ▶ soit pour administrer de l'oxygène à un animal qui en manque, via un masque, une intubation trachéale ou en cage à oxygène pour de l'oxygénothérapie.
- ▶ soit dans le cadre d'une anesthésie gazeuse

Dans les deux cas, le concentrateur à oxygène présente des avantages considérables par rapport à l'utilisation de bouteilles d'oxygène :

- ✓ Aucun risques d'explosion
- ✓ Aucun besoin d'avoir toujours des bouteilles en stock ni en recommander fréquemment

Le concentrateur produit de l'oxygène concentré à 90-95% à n'importe quel moment à la demande. C'est un appareil fiable, robuste et facile d'utilisation.



Pourquoi choisir le concentrateur VetO2+ Silent :

- ▶ Silencieux : 40 dB seulement
- ▶ Équipé d'un flacon d'humidification avec soupape de surpression
- ▶ Adapté à la plupart des circuits d'anesthésie
- ▶ Gestion de la concentration en oxygène, compteur électroniques d'heures, programmation de la minuterie jusqu'à 40 heures

Spécifications Techniques VetO2+ Silent :

Débit:	jusqu'à 5l/min
Concentration de l'oxygène produit :	93% ±3%
Pression de sortie maximale :	0.04-0.07 Mpa
Alimentation électrique:	AC220V/110V ±10%
Niveau sonore :	40 dB max.
Poids :	16 Kg
Dimensions :	35× 28 × 51 cm
Classification :	II Class Type B
Ecran LCD :	Temps écoulé, Pression en-cours, Temps écoulé, Compteur nombre d'utilisation, Minuterie programmable de 10 min. à 40 heures
Alarme :	Haute/basse pression, concentration O2 trop basse, panne de courant



Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com