


ENDOSCOPIE Rigide

Rhinoscopie • Otoscopie • Arthroscopie
Laparoscopie pour chiens, chats et NAC



Travaillez sereinement : Garantie, assurance, prêt de matériel, ...
MAD (Mise À Disposition) est disponible pour **VOTRE MATÉRIEL D'ENDOSCOPIE**.



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

Endoscopes Vétérinaires



Manoscope	Otoscope	Otoscope	Rhinoscope	Arthroscope	Laparoscope
Longueur	85 mm	108 mm	175 mm	175 mm	300 mm
Diamètre extérieur	5 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	5 mm
Canal de travail	1,67 mm	-	1,67 mm	1,67 mm	-
Angle de visualisation	0°	0° ou 30°	30°	0° ou 30°	0°
Pince à corps étranger	lg 230 mm - ø 1,67 mm				lg 300 mm ø 5 mm
Pince à biopsie	lg 230 mm - ø 1,67 mm				-
Chemise diagnostique 2 robinets (air/eau)	-	lg 70 mm ø 3,5 mm	-	lg 138 mm ø 3,5 mm	-
Adaptateur opératoire 2 robinets (air/eau)	-	lg 68 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm	-
Accessoires supplémentaires	-	Adaptateur otoscopie lg 120 mm - ø 2 mm	-	-	2 trocars



Caméra portable avec coupleur

Technologie	CMOS
Résolution	4 Mpixels
Tête	ø 32 mm
Sortie	Peut se connecter au processeur vidéo Manoscope



Caméra avec coupleur et processeur

Technologie	Sony 1/1.8 CMOS
Résolution	Jusqu'à 3840 x 2160 selon résolution écran*
Tête	ø 32 mm
Sorties	HDMI, DVI, VGA, CVBS, USB
Réglages obtenus grâce à la souris sans fil incluse	Arrêt sur image, balance des blancs automatique, orientation image, zoom...



Source lumineuse 10W rechargeable



 **Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76
welcome@manomedical.com
www.manomedical.com