

Vet ECG VE-100 / VE-300

Des électrocardiographes sélectionnés pour l'usage vétérinaire

Vet ECG VE-100



Idéal pour contrôler simplement les troubles du rythme

- Affichage LCD d'1 dérivation
- Impression d'1 seule dérivation à la fois et de 7 dérivation successivement en mode automatique
- Imprimante thermique haute résolution
- Fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable
- Filtrage numérique des interférences
- Mode manuel ou automatique
- Paramètres configurables

Vet ECG VE-300

Indispensable pour de la cardiologie plus poussée

- Affichage LCD de 3 dérivation
- Impression simultanée de 7 dérivation en mode automatique
- Enregistrement simultané de 7 dérivation
- Imprimante thermique haute résolution
- Compatible avec des imprimantes externes
- Fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable
- Filtrage numérique des interférences
- Mode manuel ou automatique
- Paramètres configurables
- Logiciel Smart ECG viewer disponible en option



Électrocardiographes

VE-100

VE-300

Dérivations	7	
Mode d'acquisition	1 dérivation	3 dérivations
Convertisseur A/D	12 bit	
Gamme voltage	± 5mVpp	
Constante temporelle	> 3.2s	
Fréquence de réponse	0.05Hz - 150Hz	
Calibration voltage	1mV ± 3%	
Sensibilité	2.5, 5, 10, 20 (mm/mV)	
Impédance entrée	> 10 MΩ	> 50 MΩ
Courant circuit entrée	< 50 nA	
Niveau sonore	< 15 µ Vp-p	
Ajustage tracé de base	automatique	
Courant de fuite patient	< 10 µA (220-240V)	
Courant auxiliaire patient	< 0.1 µA (DC)	
Filtres	EMG 35Hz AC 50/60Hz	EMG 25/35/45Hz/OFF DFT 0.05/0.15/0.25/0.5Hz Passe-bas 150/100/75Hz AC 50/60Hz
TRMC	< 90dB	> 110dB
Modes d'enregistrement	auto, manuel	auto, manuel, rythme
Dérivation rythme	1 dérivation au choix	
Standard de sécurité	IEC I/CF	
Alimentation électrique	100-115V/220-240V, 50/60Hz ou batterie lithium intégrée 14.8V (>3h d'autonomie)	
Imprimante	thermique	thermique ou externe
Papier impression	rouleau 50mm x 30m	rouleau 80mm x 20m
Vitesse d'enregistrement	25/50 mm/s (±3%)	5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s (±3%)
Dimensions	300 x 260 x 75 mm	
Poids	2.3 kg	2.5 kg
Affichage LCD	192 x 64 pixels	
Interfaces de connection	RS232	Ethernet, RS232, USB



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com