

# Générateur Poskom

## Générateur de rayons X portable sur batterie

- ▶ Générateur Haute Fréquence
- ▶ Fonctionne sur secteur ou sur batterie
- ▶ Grande autonomie batterie : jusqu'à 650 tirs sans avoir besoin d'être rechargé
- ▶ Pointeur double laser pour une gestion facile de la distance focale
- ▶ Livré dans une valise rigide en aluminium renforcé et protection interne en mousse



Certifié CE Médical 93/42



|                     |                 |                                |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| Paramètres          | Puissance       | 90 kV et 20 mA                 |
|                     | mAs             | 0,4 - 20 mAs                   |
|                     | kV              | 50 -90 kV                      |
|                     | Puissance max.  | 1,6 kW @ 80 kV                 |
| Tube de rayons X    | Foyer           | 1,2 mm                         |
| Collimateur         | Distance focale | 35 x 35 cm@ cm SID             |
|                     | Lampe           | LED                            |
|                     | Pointeur laser  | Double pointeur laser          |
| Panneau de contrôle | Réglage         | 15 APR (Préréglages)           |
| Batterie            | Temps de charge | 4 heures                       |
| Poids               |                 | 7,2 Kg                         |
| Dimensions          |                 | 203 (l) x 174 (H) x 360 (L) mm |



Nos générateurs de rayons X sont éligibles au programme

- Garantie **totale**
- **Sans** franchise ni vétusté
- Assistance téléphonique **illimitée**
- **Prêt** d'un matériel en cas d'immobilisation

**MAD/** by  
Mano Médical

Contactez-nous

pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76.**



**Mano  
Médical**

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France  
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com