

# DÉTARTREUR D7 À LED

Spécialement conçu pour l'usage vétérinaire

## Détartreur à ultrasons avec réservoir d'eau et pièce à main lumière LED

- ▶ Applications : détartrage, parodontie et endodontie
- ▶ L'outil indispensable pour la prévention et le traitement des maladies dentaires.
- ▶ Pièce à main amovible autoclavable
- ▶ Le manche léger réduit la fatigue musculaire et la fatigue de la main, augmentant le confort du praticien.

### Inserts :



**GD1:** Elimination du tartre supra-gingival et interdentaire.



**GD4:** Elimination du tartre supra-gingival.



**GD5:** Elimination du tartre supra-gingival



**GD6:** Elimination du tartre lourd supra-gingival



**PD1:** Elimination du tartre sous-gingival



**PD3:** Elimination du tartre sous-gingival



**PD4:** Elimination du tartre sous-gingival et inter-dentaire

Livré avec support d'inserts



### Spécifications :

#### Alimentation électrique

Tension externe : 110V~ 50Hz/60Hz  
220 - 240V~ 50Hz/60Hz

Appareil : 24V~ 50Hz/60Hz 1,3A

#### Caractéristiques des ultrasons :

Puissance : 3W~20W

Fréquence : 28kHz±3kHz

Poids : 1,35kg

Poids adaptateur : 1,2kg

Dimensions : 237mm × 206mm × 95mm

Réservoir : 400 ml



**Mano  
Médical**

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)