

Coag&Cut M200

**Bistouri électrique 200W
Monopolaire et Bipolaire**



**Mano
Medical**
by **génia**

Bistouri haute performance




6SENSE Technology

Pour plus de sensibilité

Randomized SPRAY Coag

La véritable coagulation en spray



Smart Surgical Assist

Pré-programmation de vos protocoles

Auto diagnostic

Rapide identification des erreurs et solution immédiate

► Puissance maximale (Watts) selon le mode sélectionné :

Coupe Monopolaire	Low	200W @300Ω
	Pure	200W @300Ω
	Blend	120W @300Ω
Coupe Bipolaire	Macro	50W @100Ω
Coagulation Monopolaire	Soft	80W @500Ω
	Fulgurate	80W @500Ω
	Spray	80W @500Ω
Coagulation Bipolaire	Micro	50W @100Ω
	Standard	50W @100Ω
	Force	50W @100Ω

► Puissance d'entrée :

Tension : 180-265Volt AC, 50-60 Hz
Puissance maximale : 1000 VA

• Écran tactile 5" (12.5 cm)

• Accessoires inclus :

- Une pièce à main monopolaire porte électrode
- Un set de 5 électrodes
- Une plaque neutre
- Une pince bipolaire droite
- Une pédale double CUT/COAG permettant de changer de mode de chirurgie grâce au bouton central

• Poids et dimensions :

- 38x31x12 cm
- 6 kg



ACCESSOIRES
AUTOCLAVABLES



Mano
Médical
by génia

15, rue du Noroît
22100 Taden - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com