

LA SOLUTION DE RÉFÉRENCE !

Conçue pour un diagnostic de l'hypertension et de l'hypotension



Spécialement conçu pour l'usage vétérinaire, le tensiomètre petMAP™ permet de mesurer la pression artérielle sur les chats et les chiens de toute taille en diagnostic et en monitoring.

Choisissez le modèle qui vous convient !

	PetMAP™ graphic II	PetMAP™ g3	PetMAP™+ II	PetMAP™ + II SpO ₂
Paramètres mesurés	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température (sonde œsophagienne vendue séparément)	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température ECG (module optionnel) Capnographie (module optionnel)	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température Oxymétrie de pouls ECG (module optionnel) Capnographie (module optionnel)
Écran	Écran tactile 4.3'' (10,9 cm)	Écran tactile 5'' (12,7 cm)		
Gonflage des brassards	Automatique	Automatique et programmable en mode monitoring		
Alimentation	4 piles AA	Chargeur et alimentation secteur secteur inclus		
Accessoires inclus	7 brassards de 2 à 5,5 cm	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde œsophagienne de température	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde œsophagienne de température	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde œsophagienne de température 2 capteurs SpO ₂ langue et patte

Les options :

- Brassards grandes tailles : 6,5 - 8 - 10 et 13 cm
- Housse de protection
- Fixations pour table et pied à perfusion



Support table



Support pied à perfusion



Housse de protection

Plus d'infos concernant les petMAP™

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît
22100 Taden - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com