



Gamme **petMAP™** Blood Pressure Measurement Device

	petMAP graphic II	petMAP g3	petMAP+ II	petMAP+ II SpO2
Paramètres mesurés	PA (systolique, diastolique et moyenne) et rythme cardiaque	PA (systolique, diastolique et moyenne), rythme cardiaque et Température (sonde vendue séparément)	PA (systolique, diastolique et moyenne), rythme cardiaque, Température (modules complémentaires ECG et Capnographie en option)	PA (systolique, diastolique et moyenne), rythme cardiaque, Température, SpO2 (modules complémentaires ECG et Capnographie en option)
Caractéristiques Pression artérielle non invasive	PPO (Optimisation brevetée PetMAP conçue pour sélectionner l'espèce et l'endroit de mesure) NSV (Valeur de session nominale)	PPO (Optimisation brevetée PetMAP conçue pour sélectionner l'espèce et l'endroit de mesure) NSV (Valeur de session nominale)	PPO (Optimisation brevetée PetMAP conçue pour sélectionner l'espèce et l'endroit de mesure) NSV (Valeur de session nominale)	PPO (Optimisation brevetée PetMAP conçue pour sélectionner l'espèce et l'endroit de mesure) NSV (Valeur de session nominale)
Écran	Écran tactile 4.3" (10,9 cm)	Écran tactile 5" (12,7 cm)	Écran tactile 5" (12,7 cm)	Écran tactile 5" (12,7 cm)
Gonflage des brassards	Automatique	Automatique et programmable en mode monitoring	Automatique et programmable en mode monitoring	Automatique et programmable en mode monitoring
Mode monitoring	Rappels automatiques	Automatique	Automatique	Automatique
Stockage des données	Carte SD (non fournie)	Carte SD / Mini USB (non fournis)	Carte SD / Mini USB (non fournis)	Carte SD / Mini USB (non fournis)
Alimentation	4 piles AA	Chargeur et alimentation secteur inclus	Chargeur et alimentation secteur inclus	Chargeur et alimentation secteur inclus
Accessoires inclus	7 brassards de 2 à 5,5 cm	7 brassards de 2 à 5,5 cm	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde œsophagienne de température	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde œsophagienne de température et capteurs SpO2 langue et patte
Accessoires optionnels	4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13 cm), housse de protection, fixation pour pied à perfusion, fixation table, alimentation secteur & carte SD	4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13 cm), sondes température (œsophagienne ou rectale), housse de protection, fixation pour pied à perfusion, fixation table & carte SD	4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13 cm), housse de protection, fixation pour pied à perfusion, fixation table, module ECG, module capno & carte SD	4 grands brassards (6,5 - 8 - 10 & 13 cm), sondes température housse de protection, fixation pour pied à perfusion, fixation table, module ECG, module capno & carte SD