



Capteur Plan DR Series

Logiciel ManoVet 2.0

Radiologie by Mano Médical



- ✓ Traitement des images ultra-rapide : 1s (2-3s en WiFi) entre l'acquisition et l'affichage de l'image sur le logiciel
- ✓ Sensibilité accrue pour réduire les doses d'irradiation
- ✓ Résolution HD (99 µm) (disponible pour le capteur format 43x43)
- ✓ Capteur WiFi : fonctionnement jusqu'à 14h sur batterie
- ✓ Coque externe solide en carbone, polycarbonate et ABS
- ✓ Protection sur mesure pour les modèles WiFi



Logiciel vétérinaire ManoVet 2.0

ManoVet 2.0 a été spécialement conçu pour les vétérinaires et s'adapte à tous vos besoins.



Des fonctionnalités essentielles pour un travail de qualité :

- Post-traitement optimisé défini pour toutes les parties anatomiques
- Cinq protocoles essentiels pour l'imagerie équine (visite d'achat simple, détaillée et complète, protocole Denoix et détection de l'ostéocondrose)
- Mesures guidées avancées (VHS, TPLO, Norberg...)
- Gestion du numéro de puce, SIRE, LOF
- Affichage et impression taille réelle
- Comparaison d'images et d'examen
- Enregistrement des doses intégrées (radioprotection)
- Importation DICOM
- Export automatique ou manuel en JPG / DICOM
- Export DICOM vers un PACS
- Envoi rapide et intuitif des images par mail



Mais aussi :

- Interface intuitive et simple d'utilisation, en français
- Qualité d'image : Filtres de traitement développés spécifiquement pour l'usage sur l'animal
- Parties anatomiques prédéfinies
- Incidences pour chien, chat, cheval et NAC
- Constantes de radiologie préconisées pour chaque type de cliché et en fonction de la taille de l'animal
- Post-traitement avancé configurable, développé spécifiquement pour l'usage sur animal
- Enregistrement multiple d'une même image avec différents traitements
- Calibration affinée des mesures et de l'affichage taille réelle
- Impression Windows ou DICOM
- Partage des images JPG sur le réseau de la clinique, permettant de les intégrer dans le dossier patient sur le logiciel de gestion



Capteurs plans DR Series



- Capteur plan CE Médical
- Technologie : Silicium a-Si
- S'utilise avec n'importe quel générateur de rayons X
- S'intègre facilement dans le tiroir cassette de votre table Rx

Modèle	Format	Connectivité	Résolution	Poids	Utilisation
Mano DR 940	43x43	Filaire	139 µm	3,2 kg	Standard canine
Mano DR 941	35x43	WiFi	139 µm	3 kg	Mixte canine/équine
Mano DR 942	43x43	Filaire	99 µm	3,7 kg	Canine HD

MAD/ by
Mano Médical

- Mise À Disposition du matériel
- Garantie totale
- Sans franchise ni vétusté
- Prêt d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance télématique et téléphonique illimitée

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroît
22100 Taden - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com