

Aspirateur Askir .

Aspirateur chirurgical

Pour un champ opératoire clair et dégagé
Portable et robuste, cet aspirateur est simple
d'utilisation et facile d'entretien.

L'aspirateur chirurgical **Askir** équipé d'un bocal de 1 litre est particulièrement adapté aux besoins du vétérinaire.

Il permet d'assurer l'évacuation des liquides corporels lors de chirurgies ou de dégager les voies respiratoires des sécrétions organiques.



- Compact :** Il n'occupera que peu de place sur son site d'utilisation ce qui peut être très important notamment en chirurgie.
- Portable :** Il peut être déplacé facilement dans la clinique en fonction des besoins.
- Puissant :** La dépression est ajustable jusqu'à 0,80 bars permettant une aspiration jusqu'à 30 litres/minute.
- Simple :** Le manomètre intégré permet d'adapter la dépression à l'usage envisagé.
- Sécurisé :** L'aspirateur **Askir** dispose d'une soupape de sécurité trop plein.
- Silencieux :** Pour un plus grand confort d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

- Aspirateur équipé d'un flacon en polycarbonate autoclavable de capacité 1 litre
- Dimensions : 35 X 21 X 18 cm
- Aspiration réglable
- Soupape de sécurité trop plein
- Voltage : 230 V / 50 Hz
- Pression : -0.8 bar
- Pression d'aspiration : 750 mm/Hg
- Débit : 30 l / minute
- Poids : 3.6 kg
- Carter résistant aux chocs, en plastique
- Livré avec sonde d'aspiration, filtre anti-bactérien, connecteur, un set de 3 tubulures de dimensions 6/10 mm (ø int/ext).



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com