

CTS800

Echographe portable pour la gynécologie bovine et équine

Design Compact


Le CTS800 peut être tenu à la main ou avec une sangle autour du cou, libérant les 2 mains de l'utilisateur.

Confort de travail

Grâce au capteur de gravité, l'image du CTS800 s'oriente instantanément selon sa disposition.

Précision du diagnostic

Le quadrillage sur l'image permet de mesurer plus rapidement la taille de la zone ciblée.



Écran :	LCD WVGA 7"
Poids et Dimensions :	0,8 Kg - 225x128x45 mm
Alimentation :	Sur batterie ou sur secteur
Autonomie batterie :	3 heures en fonctionnement
Modes d'affichage :	B, 2B, ZOOM B, B/M et M
Profondeur de balayage :	Maximum 250 mm
Gamme dynamique :	36 ~ 180 dB
Zoom :	En temps réel et pour images figées x1,0, x2,0, x3,0, x4,0
Stockage d'images :	Maximum 256 images
Ciné-mémoire :	Maximum 256 images
Disposition d'images :	Horizontale ou Verticale selon orientation écran
Mesures :	Distance, circonférence, zone, volume, angle, rythme cardiaque
Fourni avec :	Sonde endo-rectale longue (de 4 à 6,2 MHz - 15 cm) Câble BNC, câble imprimante, câble connexion allume-cigare, ceinture et housse avec protection anti-reflets
Sondes supplémentaires :	Endo-rectale courte (de 6,5 à 9 MHz - 13,4 cm) Micro-convexe (de 3,5 à 6,5 MHz)

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com