



Capteur Plan DR Series

Logiciel ManoVet 2.0

Radiologie by Mano Médical



- ✓ Traitement des images ultra-rapide : 1s (2-3s en WiFi) entre l'acquisition et l'affichage de l'image sur le logiciel
- ✓ Sensibilité accrue pour réduire les doses d'irradiation
- ✓ Résolution HD (99 μ m) (disponible pour le capteur format 43x43)
- ✓ Capteur WiFi : fonctionnement jusqu'à 14h sur batterie
- ✓ Coque externe solide en carbone, polycarbonate et ABS
- ✓ Protection sur mesure pour les modèles WiFi




Logiciel vétérinaire ManoVet 2.0

ManoVet 2.0 a été spécialement conçu pour les vétérinaires et s'adapte à tous vos besoins.



Des fonctionnalités essentielles pour un travail de qualité :

- Post-traitement optimisé défini pour toutes les parties anatomiques
- Cinq protocoles essentiels pour l'imagerie équine (visite d'achat simple, détaillée et complète, protocole Denoix et détection de l'ostéocondrome)
- Mesures guidées avancées (VHS, TPLO, Norberg...)
- Gestion du numéro de puce, SIRE, LOF
- Affichage et impression taille réelle
- Comparaison d'images et d'examen
- Enregistrement des doses intégrées (radioprotection)
- Importation DICOM
- Export automatique ou manuel en JPG / DICOM
- Export DICOM vers un PACS
- Envoi rapide et intuitif des images par mail



Mais aussi :

- Interface intuitive et simple d'utilisation, en français
- Qualité d'image : Filtres de traitement développés spécifiquement pour l'usage sur l'animal
- Parties anatomiques prédéfinies
- Incidences pour chien, chat, cheval et NAC
- Constantes de radiologie préconisées pour chaque type de cliché et en fonction de la taille de l'animal
- Post-traitement avancé configurable, développé spécifiquement pour l'usage sur animal
- Enregistrement multiple d'une même image avec différents traitements
- Calibration affinée des mesures et de l'affichage taille réelle
- Impression Windows ou DICOM
- Partage des images JPG sur le réseau de la clinique, permettant de les intégrer dans le dossier patient sur le logiciel de gestion



Capteurs plans DR Series



- Capteur plan CE Médical
- Technologie : Silicium a-Si
- S'utilise avec n'importe quel générateur de rayons X
- S'intègre facilement dans le tiroir cassette de votre table Rx

Modèle	Format	Connectivité	Résolution	Poids	Utilisation
Mano DR 940	43x43	Filaire	139 μ m	3,2 kg	Standard canine
Mano DR 941	35x43	WiFi	139 μ m	3 kg	Mixte canine/équine
Mano DR 942	43x43	Filaire	99 μ m	3,7 kg	Canine HD

MAD/ by
Mano Médical

- Mise À Disposition du matériel
- Garantie totale
- Sans franchise ni vétusté
- Prêt d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance télématique et téléphonique illimitée

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com