


Table de Radiologie MANO RX32



CONFORME
AUX NORMES DE
CERTIFICATION



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

Table de radiologie monobloc



- ▶ Compatible film et numérique (CR et DR)
- ▶ Écran tactile
- ▶ Programmation anatomique vétérinaire modifiable
- ▶ Plateau flottant 4 directions
1500 x 745 mm (hauteur 775 mm)
Également disponible en longueur 1800 (option)
- ▶ Amplitude de mouvement du plateau flottant :
 - 550 mm en latéral (275 mm x 2)
 - 360 mm en profondeur (180 mm x 2)
- ▶ Branchement sur prise standard 16A 220V
- ▶ Coupure automatique temporisée après 30 min. d'inactivité
- ▶ Encombrement
 - Au sol 1500 x 890 x 1930 mm
 - Avec débattements : 2050 x 1070 x 1930 mm



Détails techniques

Puissance	32 kW
Fréquence	100 kHz
kV maximum	125 kV
mA maximum	426 mA
Double foyer à anodes tournantes	0,6 mm et 1,3 mm
Variation kV	1 kV
Mode opératoire	Sélection des kV et mAs Affichage automatique de temps et valeur d'exposition avant chaque tir
Programmation anatomique	Possibilité d'enregistrer jusqu'à 240 examens (saisie du type d'examen, des kV et des mAs)
Fonctionnement	Écran couleur tactile incluant un clavier pour l'enregistrement des valeurs
Mise hors tension	Coupure automatique temporisée après 30 minutes d'inactivité
Déclenchement	Par pédale en 2 temps
Alimentation	220 V - Monophasé



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com
www.manomedical.com

Mano RX32



Solution bidirectionnelle

Programmez vos constantes depuis votre PC d'acquisition grâce au logiciel **ManoVet 2.0** fourni avec notre capteur plan **Mano DR Series**.



Image écran non contractuelle





Solution de radiologie numérique Mano Médical

- ▶ Capteur plan DR Series
 - Capteur plan silicium CE Médical CSI
 - Images très haute résolution
 - 2 tailles : 35x43 et 43x43
- ▶ Logiciel d'acquisition et d'analyse **ManoVet 2.0**
 - Traitement ultra-rapide des images (3" max)
 - Gestion des données de radioprotection intégrée
 - Mesures guidées avancées



Table de rayons X Mano RX32



MAD / by
Mano Médical

- Mise À Disposition d'équipements
- Garantie TOTALE
- SANS franchise ni vétusté
- Assistance à distance ILLIMITÉE
- PRÊT de matériel en cas d'immobilisation

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**

UNE SOLUTION
SIMPLE ET CLAIRE
POUR VOUS
ÉQUIPER



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com