

Vet ECG VE-300


Électrocardiographe vétérinaire



Idéal pour contrôler simplement les troubles du rythme

Indispensable pour de la cardiologie plus poussée

- Affichage LCD de 3 dérivation
- Impression simultanée de 7 dérivation en mode automatique
- Enregistrement simultané de 7 dérivation
- Imprimante thermique haute résolution
- Compatible avec des imprimantes externes
- Fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable
- Filtrage numérique des interférences
- Mode manuel ou automatique
- Paramètres configurables



▶ Dérivations	7
▶ Mode d'acquisition	3 dérivation
▶ Convertisseur A/D	12 bit
▶ Gamme voltage	± 5mVpp
▶ Constante temporelle	> 3,2 s
▶ Fréquence de réponse	0,05 Hz - 150 Hz
▶ Calibration voltage	1 mV ±3%
▶ Impédance entrée	> 50 MΩ
▶ Courant circuit entrée	< 50
▶ Niveau sonore	< 15 μ Vp-p
▶ Ajustement tracé de base	automatique
▶ Courant de fuite patient	< 10 μA (220-240 V)
▶ Courant auxiliaire patient	< 0,1 μA (DC)
▶ Filtres	EMG 25/35/45Hz/OFF DFT 0.05/0.15/0.25/0.5Hz Passe-bas 150/100/75Hz AC 50/60Hz
▶ TRMC	> 110 dB
▶ Modes d'enregistrement	auto, manuel, rythme
▶ Dérivation rythme	1 dérivation au choix
▶ Alimentation électrique	100-115V/220-240V, 50/60Hz ou batterie lithium intégrée 14.8V (>3h d'autonomie)
▶ Imprimante	thermique ou externe
▶ Papier impression	rouleau 80 mm x 20 m
▶ Vitesse d'enregistrement	5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s (±3%)
▶ Dimensions	30 x 26 x 7,5 cm
▶ Poids	2,5 kg
▶ Affichage LCD	192 x 64 pixels
▶ Interfaces de connexion	Éthernet, RS232, USB


Mano Médical
 Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
 22100 Lanvallay - France
 Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com
www.manomedical.com