

# Oflexi

## La solution d'endoscopie accessible à TOUS

SIMPLE  
PERFORMANTE  
RENTABLE



# Endoscopes vétérinaires




**Largeur de champ :**  
120°  
**Profondeur de champ :**  
0,5 - 120 mm



**Très haute qualité optique**  
Pour plus de détails de  
l'intérieur des cavités  
explorées



**Flexibles et fins**  
Pour de multiples  
interventions  
en bronchoscopie, ORL,  
voies aériennes supérieures...



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)

# Chiens, Chats & NAC



Rotation de 60° pour une insertion de l'endoscope et un accès de la pince à biopsie plus aisés



Commande d'aspiration orientable dans un sens ou dans l'autre



Béquillage haut et bas facilitant une insertion plus douce dans les méandres cavitaires



Fonction de flexion passive conçue pour naviguer facilement dans les voies respiratoires




Référence	ENDO-1060	ENDO-1061	ENDO-1062	ENDO-1063
Diamètre ext.	ø 2,8 mm	ø 4,2 mm	ø 5,6 mm	ø 2,8 mm
Canal de travail	ø 1,2 mm	ø 2,0 mm	ø 2,8 mm	ø 1,2 mm
Longueur		615 mm		240 mm
Largeur de champ	120°			
Profondeur de champ	0,5 - 120 mm			
Béquillage	220° haut / bas		130° haut / bas	

Détails des accessoires (pinces et brosses) : nous consulter au 02 96 85 86 76.

# Processeur vidéo HD

**3 niveaux de réglage :**  
Réduction du bruit  
Optimisation de la netteté  
Ajustement du gain


**Résolution Full HD**  
Sur écran tactile  
13'3" (33 cm)



**Plug and Play**  
Démarrage rapide  
Batterie grande  
autonomie (jusqu'à 4 h)

**Portable**  
Se transporte facilement  
grâce à sa poignée  
Transfert des données  
via USB (types A et C)

Référence	<b>ENDO-1000</b>
Dimensions	33 x 24 x 5 cm
Écran	LCD 13,3"
Résolution écran	1920 x 1080
Résolution caméra	400 x 400
Sorties	HDMI x 1, SDI x 1
Poids	2,3 kg
USB	Types A x 1 et C x 1
Autonomie batterie	4 heures



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)