

# Gamme HDScope

Gastroscoopes, bronchoscoopes et endoscopes portables

Pour petits et grands animaux



# Gamme complète d'endoscopes souples

## Solutions complètes (endoscopie en clinique canine ou équine)

### ► Colonne complète

Gastroscoopes HDSCOPE et bronchoscopes HDSCOPE USB

- Écran 21,5" Full HD
- Pompe air/eau
- Luminosité réglable sur 9 niveaux
- Processeur équipé d'un écran tactile

### ► Processeur All-in-One tout intégré avec batterie

Gastroscoopes HDSCOPE et bronchoscopes HDSCOPE USB

- Écran 15,6" Full HD
- Pompe air/eau
- Autonomie batterie : 1,5 heure
- Équipé d'un clavier et d'une souris sans fil
- Livré dans 2 valises rigides (processeur et accessoires)



**Processeur vidéo et processeur All-in-One** : Possibilité d'enregistrer des images et des vidéos avec les informations démographiques intégrées, ainsi que de générer des rapports pour transfert et import dans la fiche patient.

## Solution portable

### ► Écran HD processeur 4" ou 10" sur batterie

Endoscopes HDSCOPE Lite



# Chien, chat, cheval et NAC



Kart disponible en option

	Gastrosopes	Bronchoscopes	Endoscopes portables
Processeur	Processeur vidéo + écran Full HD 21,5" ou processeur intégré All-in-One		Écran HD processeur 4" ou 10" sur batterie
<b>Solution incluant :</b>			
Caméra	√	√	√
LED	2	1	1
Canal de travail	√	√	√
Canal air/eau	√	-	-
Béquillage	double	simple	simple
<b>Commandes intégrées :</b>			
Réglage luminosité	√	√	√
Balance des blancs	√	√	√
Image figée	√	√	√
<b>Pompe :</b>			
Aspiration	√	-	-
Irrigation / insufflation	√	-	-
<b>Caméra :</b>			
Résolution image	HD 1080P (1920x1080 px)	HD 1080P (1920x1080 px) <i>Sauf HDScope USB 610/2.8/1.2 : 720x720 px</i>	HD 1080P (1920x1080 px) <i>Sauf HDScope Lite 610/2.8/1.2 : 720x720 px</i>
Champ panoramique	120°		
Profondeur de champ	3-100 mm		

# De multiples versions pour de nombreuses applications !

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail	Angulation G/D	Angulation H/B
<b>Gastrosopes pour colonne classique ou processeur All-in-One :</b>					
<b>HDScope 1500 / 9.2 / 2.8</b>	1 500 mm	9,2 mm	<b>2,8 mm</b>	100°/100°	210°/130°
<b>HDScope 3000 / 9.2 / 2.8</b>	3 000 mm	9,2 mm	<b>2,8 mm</b>		
<b>HDScope 1500 / 6.8 / 2.2</b>	1 500 mm	6,8 mm	<b>2,2 mm</b>		
<b>Bronchoscopes pour colonne classique ou processeur All-in-One :</b>					
<b>HDScope USB 1500 / 5.8 / 2.8</b>	1 500 mm	5,8 mm	<b>2,8 mm</b>	Rotation 120°/120°	180°/130°
<b>HDScope USB 1000 / 4.8 / 2.0</b>	1 000 mm	4,8 mm	<b>2,0 mm</b>		
<b>HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2</b>	610 mm	2,8 mm	<b>1,2 mm</b>		210°/130°
<b>Endoscopes portables compatibles écran processeur 4" ou 10" :</b>					
<b>HDScope Lite 1500 / 5.8 / 2.8</b>	1 500 mm	5,8 mm	<b>2,8 mm</b>	Rotation 120°/120°	180°/130°
<b>HDScope Lite 1000 / 4.8 / 2.0</b>	1 000 mm	4,8 mm	<b>2,0 mm</b>		
<b>HDScope Lite 610 / 2.8 / 1.2</b>	610 mm	2,8 mm	<b>1,2 mm</b>		210°/130°

Endoscopes extra fins pour des examens sur les tout-petits



- ▶ Rhinoscopie
- ▶ Laryngoscopie
- ▶ Laparoscopie
- ▶ Bronchoscopie
- ▶ Gastrosopie

Liste des pinces et accessoires, nous consulter svp au **02 96 85 86 76.**



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com  
www.manomedical.com



**Manipulation, entretien, stockage de votre matériel d'endoscopie,**

Demandez notre guide pratique au **02 96 85 86 76.**