

Oflexi - Oseri


La solution d'endoscopie accessible à TOUS

SIMPLE
PERFORMANTE
RENTABLE



Flexible Oflexi .


De nombreuses applications...



Largeur de champ :
120°
Profondeur de champ :
0,5 - 120 mm



Très haute qualité optique
Pour plus de détails de
l'intérieur des cavités
explorées



Flexibles et fins
Pour de multiples
interventions
en bronchoscopie, ORL,
voies aériennes supérieures...



Référence	ENDO-1060	ENDO-1061	ENDO-1062	ENDO-1063
Diamètre ext.	ø 2,8 mm	ø 4,2 mm	ø 5,6 mm	ø 2,8 mm
Canal de travail	ø 1,2 mm	ø 2,0 mm	ø 2,8 mm	ø 1,2 mm
Longueur		600 mm		240 mm
Largeur de champ			120°	
Profondeur de champ			0,5 - 120 mm	
Béquillage		220° haut / bas		130° haut / bas

Détails des accessoires (pinces et brosses) : nous consulter au 02 96 85 86 76.


Semi-rigide Oseri

...pour chien, chat, NAC

LA QUALITÉ
SANS
COMPROMIS !



**Les avantages de l'endoscopie
souple et rigide**
Pour une navigation aisée
dans des zones délicates



Canal de travail
Pour plus de confort et
d'ergonomie



Tubulure d'irrigation
Pour l'exploration de zones
sensibles ou fragiles (GYN)



Référence	ENDO-1064
Diamètre ext.	ø 4,5 mm
Canal de travail	ø 2,35 mm
Longueur	220 mm
Largeur de champ	120°
Profondeur de champ	2 - 50 mm
Angulation	90° haut/bas



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Processeur vidéo HD


3 niveaux de réglage :
Réduction du bruit
Optimisation de la netteté
Ajustement du gain

Résolution Full HD
Sur écran tactile
13'3" (33 cm)




Plug and Play
Démarrage rapide
Batterie grande
autonomie (jusqu'à 4 h)

Portable
Se transporte facilement
grâce à sa poignée
Transfert des données
via USB (types A et C)



Référence	ENDO-1000
Dimensions	33 x 24 x 5 cm
Écran	LCD 13,3"
Résolution écran	1920 x 1080
Résolution caméra	400 x 400
Sorties	HDMI x 1, SDI x 1
Poids	2,3 kg
USB	Types A x 1 et C x 1
Autonomie batterie	4 heures



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com