

**QuickCuff™**  
\*Patent Pending

UN DESIGN UNIQUE  
POUR UNE EFFICACITÉ  
OPTIMALE

MESURER  
LA PRESSION  
ARTÉRIELLE  
N'A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI  
SIMPLE!



**mano  
médical**  
EQUIPMENT FOR VETS  
by génia

# Brassards de pression artérielle .

## La prise de mesure de la pression artérielle rapide, efficace, sans stress

- ✓ Pas de velcro :  
Rassurant pour l'animal  
Simple à entretenir
- ✓ Pose d'une seule main
- ✓ Robuste
- ✓ S'adapte à toutes les morphologies
- ✓ 1 couleur par taille (12 tailles de 2 à 13 cm)
- ✓ Rack de rangement disponible en option



### 1 Sélectionnez le brassard adapté

1 large choix de 2 à 13 cm



### 2 Pressez pour serrer autour du membre

Les languettes de réglage maintiennent le brassard en place.

Ni trop serré, ni trop lâche, c'est la bonne taille !



### 3 Appuyez de nouveau pour retirer le brassard



Taille-QuickCuff™	Circonférence	
	Min	Max
2 cm	3,10 cm	4,40 cm
2,5 cm	4,00 cm	5,70 cm
3 cm	5,30 cm	6,30 cm
3,5 cm	5,97 cm	7,23 cm
4 cm	6,60 cm	8,80 cm
4,5 cm	7,54 cm	9,42 cm
5 cm	7,85 cm	10,37 cm
5,5 cm	8,80 cm	11 cm
6,5 cm	11 cm	13,19 cm
8 cm	14,45 cm	17,28 cm
10 cm	21,05 cm	23,88 cm
13 cm	24,82 cm	29,53 cm



**petMAP™**  
Blood Pressure Measurement Device

Gamme  
tensiomètres petMAP™  
toujours disponible !

[www.manomedical.com/fr/diagnostic](http://www.manomedical.com/fr/diagnostic)



22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)