

ENDOSCOPIE Rigide

Rhinoscopie • Otoscopie • Arthroscopie

Laparoscopie pour chiens, chats et NAC




Travaillez sereinement : Garantie, assurance, prêt de matériel, ...

MAD (Mise À Disposition) est disponible pour **VOTRE MATÉRIEL D'ENDOSCOPIE.**



Endoscopes Vétérinaires



				
Manoscope		Otoscope	Rhinoscope	Arthroscope
Longueur		108 mm	175 mm	175 mm
Diamètre extérieur		2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm
Canal de travail		-	1,67 mm	1,67 mm
Angle de visualisation		0° ou 30°	30°	0° ou 30°
Pince à corps étranger		lg 230 mm - ø 1,67 mm		
Pince à biopsie		lg 230 mm - ø 1,67 mm		
Chemise diagnostique 2 robinets (air/eau)		lg 70 mm ø 3,5 mm	lg 138 mm ø 3,5 mm	lg 138 mm ø 3,5 mm
Adaptateur opératoire 2 robinets (air/eau)		lg 68 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm	lg 130 mm ø 4,83 mm
Accessoires supplémentaires		Adaptateur otoscopie lg 120 mm - ø 2 mm	-	-



Caméra portable avec coupleur

Technologie	CMOS
Résolution	4 Mpixels
Tête	ø 32 mm
Sortie	Peut se connecter au processeur vidéo Manoscope



Source lumineuse 10W rechargeable



Chargeur inclus !

Caméra avec coupleur et processeur

Technologie	Sony 1/1.8 CMOS
Résolution	Jusqu'à 3840 x 2160 selon résolution écran*
Tête	ø 32 mm
Sorties	HDMI, DVI, VGA, CVBS, USB
Réglages obtenus grâce à la souris sans fil incluse	Arrêt sur image, balance des blancs automatique, orientation image, zoom...



(*Écran non fourni)



22, rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com