

Table radio-transparente

MOBILE • ROBUSTE • ERGONOMIQUE

POTENCE
RÉGLABLE EN
HAUTEUR -
GRAND TIROIR
COULISSANT

Table radio-transparente avec tiroir mobile intégré et potence optionnelle .

- ✓ Système coulissant sans lubrification conçu afin de déplacer facilement le tiroir et la potence sur toute la longueur de la table
- ✓ Table montée sur des roulettes verrouillables, afin de la déplacer facilement et l'immobiliser à l'emplacement souhaité
- ✓ Tiroir muni d'un tapis anti-dérapant pour stabiliser le capteur plan et pouvant contenir les capteurs plans de 43x43 cm ou moins
- ✓ Tapis anti-dérapant pour le plateau fourni avec la table



Ergonomique :

- ▶ Gain en place et en confort grâce à l'ensemble tiroir & potence coulissant : plus besoin de manipuler l'animal sur la table ou déplacer le plateau de la table
- ▶ Réglage de la potence en hauteur pour adapter la distance générateur – capteur
- ▶ Fonctionnement extrêmement silencieux

Robuste :

- ▶ Potence permettant de fixer solidement tout type de générateur portable
- ▶ Construction en acier avec peinture résistante aux chocs et rayures
- ▶ Parties coulissantes conçues pour résister à la saleté, à l'eau, aux produits chimiques, à la chaleur ou à des chocs

Facile d'entretien :

- ▶ Plateau résistant aux rayures, à l'humidité, aux produits chimiques nettoyants courants



Compatible générateurs :

- ▶ Orange HF1060
- ▶ Poskom 20BT Lite



Dimensions table : 120 (L) x 63 (l) x 80 (H) cm

Dimensions intérieures du tiroir : 47 x 57 cm

Hauteur du support pour générateur : Réglable, 60 à 125 cm au-dessus de la surface de la table

Tapis anti-dérapant : inclus pour table et tiroir

Poids maximal de générateur supporté : 35 kg

Poids maximal de l'animal supporté par la table : 150 kg

Épaisseur plateau en HPL radio-transparent : 16 mm

Poids de la table : 56 kg sans potence
70 kg avec potence



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com