

Gamme HDScope

Gastroscoopes, bronchoscopes et endoscopes portables

Pour petits et grands animaux



Gamme complète d'endoscopes souples .

Solutions complètes (endoscopie en clinique canine ou équine)

► Colonne complète

Gastroscoopes HDScope et bronchoscopes HDScope USB

- Écran 21,5" Full HD
- Pompe air/eau
- Luminosité réglable sur 9 niveaux
- Processeur équipé d'un écran tactile

► Processeur All-in-One tout intégré avec batterie

Gastroscoopes HDScope et bronchoscopes HDScope USB

- Écran 15,6" Full HD
- Pompe air/eau
- Autonomie batterie : 1,5 heure
- Équipé d'un clavier et d'une souris sans fil
- Livré dans 2 valises rigides (processeur et accessoires)



Processeur vidéo et processeur All-in-One : Possibilité d'enregistrer des images et des vidéos avec les informations démographiques intégrées, ainsi que de générer des rapports pour transfert et import dans la fiche patient.

Solution portable

► Écran HD processeur 4" ou 10" sur batterie

Endoscopes HDScope Lite



Chien, chat, cheval et NAC



Kart disponible
en option

	Gastrosopes	Bronchoscopes	Endoscopes portables
Processeur	Processeur vidéo + écran Full HD 21,5" ou processeur intégré All-in-One		Écran HD processeur 4" ou 10" sur batterie
Solution incluant :			
Caméra	✓	✓	✓
LED	2	1	1
Canal de travail	✓	✓	✓
Canal air/eau	✓	-	-
Béquillage	double	simple	simple
Commandes intégrées :			
Réglage luminosité	✓	✓	✓
Balance des blancs	✓	✓	✓
Image figée	✓	✓	✓
Pompe :			
Aspiration	✓	-	-
Irrigation / insufflation	✓	-	-
Caméra :			
Résolution image	HD 1080P (1920x1080 px)	HD 1080P (1920x1080 px) <i>Sauf HDScope USB 610/2.8/1.2 : 720x720 px</i>	HD 1080P (1920x1080 px) <i>Sauf HDScope Lite 610/2.8/1.2 : 720x720 px</i>
Champ panoramique	120°		
Profondeur de champ	3-100 mm		

De multiples versions pour de nombreuses applications !

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail	Angulation G/D	Angulation H/B
--------	----------	-------------	--------------------	----------------	----------------

Gastrosopes pour colonne classique ou processeur All-in-One :

HDScope 3500 / 11.5 / 3.2	3 500 mm	11,5 mm	3,2 mm	100°/100°	210°/130°
HDScope 1500 / 9.2 / 2.8	1 500 mm	9,2 mm	2,8 mm		
HDScope 1500 / 6.8 / 2.2	1 500 mm	6,8 mm	2,2 mm		

Bronchoscopes pour colonne classique ou processeur All-in-One :

HDScope USB 1500 / 5.8 / 2.8	1 500 mm	5,8 mm	2,8 mm	Rotation 120°/120°	180°/130°
HDScope USB 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4,8 mm	2,0 mm		210°/130°
HDScope USB 610 / 2.8 / 1.2	610 mm	2,8 mm	1,2 mm		

Endoscopes portables compatibles écran processeur 4" ou 10" :

HDScope Lite 1500 / 5.8 / 2.8	1 500 mm	5,8 mm	2,8 mm	Rotation 120°/120°	180°/130°
HDScope Lite 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4,8 mm	2,0 mm		210°/130°
HDScope Lite 610 / 2.8 / 1.2	610 mm	2,8 mm	1,2 mm		

→ Endoscopes extra fins pour des examens sur les tout-petits

NOUVEAU

Endoscope ultra portable avec écran processeur 4"

HDScope Lite VEC 1500 / 9.2 / 3.2	1 500 mm	9,2 mm	3,2 mm	160°/160°	180°/130°
--	----------	--------	---------------	-----------	-----------

► L'ultra portabilité !

Gastroscope en canine et bronchoscope en équine

- Écran 4" sur batterie (2,5 heures d'autonomie)
- Compatible processeur All-in-One
- Pompe air/eau portable et sur batterie *disponible en option*

Liste des pinces et accessoires,
Nous consulter svp au **02 96 85 86 76**.



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com



**Manipulation, entretien, stockage
de votre matériel d'endoscopie,**

Demandez notre guide pratique au **02 96 85 86 76**.