

Gamme Perfusion



Fluidothérapie by Mano Médical

ManoPump iV1 Plus*

Pompe à perfusion



Grand écran tactile • Possibilité de réchauffer la perfusion

- Jusqu'à 10 h d'autonomie batterie
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm)
- 5 niveaux de détection d'occlusion (50-900 mmHg)
- 2 000 médicaments enregistrables dans la bibliothèque
- 5 000 entrées pour l'historique
- Supports cage et pied à perfusion inclus
- Module réchauffeur de perfusion disponible en option

ManoPump iV2

Pompe à perfusion



Panneau de commande simple et intuitif

- Jusqu'à 5 h d'autonomie batterie
- Écran d'affichage 2,8'' (7 cm)
- Panneau de commandes en façade
- 4 niveaux de détection d'occlusion (150-900 mmHg)
- 30 médicaments enregistrables dans la bibliothèque
- 2 000 entrées pour l'historique
- Supports cage et pied à perfusion inclus

ManoPump SP1

Pousse seringue



Grande autonomie batterie • Compatible seringues standards

- Détection automatique de la seringue (5, 10, 20, 30 et 50/60 ml)
- Jusqu'à 12 h d'autonomie batterie
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm)
- Modes : ml/h (temps, débit), masse corporelle et micro
- Débit de 0,1 à 1 500 ml/h
- 5 000 entrées pour l'historique
- Support pied à perfusion inclus

Vet Temp3

Réchauffeur de perfusion




Précis et efficace grâce aux 3 longueurs de circuit

- 3 longueurs de circuit : 25, 31 et 52 cm
- Compatible sets de perfusion standards de 20 et 60 gouttes/ml
- Diamètres perfuseurs entre 3,4 et 4,5 mm
- Alarmes surchauffe, température basse, erreur système, boîtier ouvert, rappel température
- Sangle d'attache et support pour pied à perfusion inclus

• Plus d'infos sur
www.manomedical.com/fr/perfusion

*modèle ManoPump iV 1 également disponible sans option réchauffeur de perfusion



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com
www.manomedical.com

Choisissez le modèle qui vous convient !

	ManoPump iV1	ManoPump iV1 Plus	ManoPump iV2
Pompes à perfusion	Réf. POM200	Réf. POM210	Réf. POM300
	Jusqu'à 10 h d'autonomie batterie		Jusqu'à 5 h d'autonomie batterie
	Écran 4,3'' (10,75 cm)		Écran 2,8'' (7 cm)
	Commandes sur écran tactile		Boutons de commande sous écran
	5 niveaux de détection d'occlusion (50-900 mmHg)		4 niveaux de détection d'occlusion (150-900 mmHg)
	2 000 médicaments enregistrables dans la bibliothèque		30 médicaments enregistrables dans la bibliothèque
	5 000 entrées pour l'historique		2 000 entrées pour l'historique
	Débit de 0,1 à 2 000 ml/h		
	Supports cage et pied à perfusion		
	-	Module réchauffeur de perfusion optionnel (réf. POM202)	-

	ManoPump SP1
Pousse seringue	Réf. SYR200
	Jusqu'à 12 h d'autonomie batterie
	Écran 4,3'' (10,75 cm)
	Commandes sur écran tactile
	Détection automatique de la taille de la seringue (5, 10, 20, 30 et 50/60 ml)
	Modes : ml/h (temps, débit), masse corporelle et micro
	5 000 entrées pour l'historique
	Débit de 0,1 à 1 500 ml/h
	Supports cage et pied à perfusion

	Vet Temp3
Réchauffeur de perfusion	Réf. WAR163
	3 longueurs de circuit : 25, 31 et 52 cm
	Compatible sets de perfusion standards de 20 et 60 gouttes/ml
	Diamètres perfuseurs entre 3,4 et 4,5 mm
	Alarmes surchauffe, température basse, erreur système, boîtier ouvert, rappel température
	Sangle d'attache et support pour pied à perfusion



22 rue Charles de Gaulle
22100 LANVALLAY
France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76
contact@manomedical.com



www.manomedical.com

