

Capno-M Bluetooth®

Capnographe Mainstream VetSpecs®

Technologie Microflo™ spécialement développée pour l'usage vétérinaire



Aucun fil : juste un capteur et un écran !



- ▶ Permet la surveillance en continu de la présence de dioxyde de carbone et de la fréquence respiratoire
- ▶ Adapté aux chiens et aux chats y compris de petite taille, le **Capno-M** a été conçu pour mesurer l'EtCO2 avec un débit d'échantillonnage très bas (50ml/min)
- ▶ Simple d'utilisation, il suffit de l'insérer dans le circuit respiratoire au plus près de l'animal
- ▶ Pas de réglage nécessaire, une fois allumé, le **Capno-M** affiche instantanément :
 - la courbe CO2
 - l'EtCO2
 - la fréquence respiratoire



Possibilité de connecter le **Capno-M** aux moniteurs multi-paramétriques **PM10B** et **SM100**



Plage CO2 :	0-99 mmHg, 0-9.9 kPa
Plage fréquence respiratoire:	3-150 bpm
Précision CO2 :	+2 mmHg
Précision fréquence respiratoire :	+1 bpm
Alarme d'apnée :	Réglable
Dimensions :	3,8 x 4,2 x 4,4 cm
Poids :	80 g (pile comprise)
Autonomie batterie :	20 heures



Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit
22100 Taden - France

Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com

