Vidéo-Otoscope

Écran LCD intégré

Conçu pour une visualisation directe du conduit auditif et / ou du tympan



Le **vidéo otoscope** est léger, portable et compact. L'appareil est conçu pour une visualisation directe sur son écran par l'utilisateur.

Il comprend une caméra vidéo pour capturer des images vidéo haute qualité du conduit auditif et / ou de la membrane tympanique. Cette image est affichée directement sur l'écran intégré de l'appareil.

Il possède également un connecteur vidéo pour visualiser l'image sur un écran vidéo extérieur. Dans ce cas, l'image s'affiche simultanément sur les 2 écrans.

Caméra à embout métal d'une longueur de 75 mm permettant les captures d'images vidéo haute qualité.





Caractéristiques techniques :

- Dimensions 6 x 20 cm
- Ecran LCD de 2,4"
- Poids: 218 gr (2 piles incluses)
- Fonction arrêt sur image
- Autonomie batterie : 4 heures
- Sortie Vidéo Analogique RCA (CINCH)



15, rue du Noroit 22100 Taden - France Tél. +33 (0)2 96 85 86 76 Fax +33 (0)2 96 85 86 77

welcome@manomedical.com