

# ManoScope Polyvalent

Vidéoscope Vétérinaire Flexible

## VidéoScopes flexibles articulés pour petits et grands animaux

VidéoScopes conçus pour de nombreuses applications en gastroscopie et bronchoscopie



Une nouvelle gamme de vidéoscopes pour une qualité d'images exceptionnelle.

Caractéristiques :

- ▶ Images de haute définition obtenues grâce au capteur CCD haute résolution de 440K pixels
- ▶ Vidéoscopes articulés 4 directions pour des images détaillées et un diagnostic précis
- ▶ Largeur de champ réglable et adaptée à une observation de près comme de loin
- ▶ Vidéoscopes fournis avec instruments pour biopsie, extraction de corps étrangers, nettoyage et désinfection
- ▶ Processeur **ManoPro** équipé de sa source lumineuse froide et de sa pompe pour insufflation et irrigation
- ▶ Ecran LCD 3,5''



**Vidéo-bronchoscope portable 72-58V  
Totalement autonome !**

Options :

- ▶ Trolley
- ▶ Moniteur 21''



# ManoScope Polyvalent

## Vidéoscope Vétérinaire Flexible



Vidéoscope  
150-92V

Vidéoscope  
300-98V

Vidéoscope  
300-130V

Vidéoscope  
72-58V

Champ de vision	140°	140°	140°	120°
Largeur de champ	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-50 mm
Processeur	S'utilisent avec le processeur ManoPro 200			Source de lumière comprise
Longueur de travail	1 500 mm	3 000 mm	3 000 mm	720 mm
Diamètre extérieur	9,2 mm	9,8 mm	13 mm	5,8 mm
Canal de travail	2,8 mm	2,8 mm	3,7 mm	2 mm
Articulation	H210° B90° G100° D100°	H180° B180° G100° D100°	H210° B90° G100° D100°	H160°- 130°

### Processeur Manopro 200

Luminosité	70 000 Lux
Température de couleur	≥ 3 200 K°
Pression de l'air	40-60 kPa
Débit maximum	5 l / min
Contrôle du gain	Automatique (CAGC)
Balance des blancs	Automatique
Luminosité et contraste réglables	



 **Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit  
22100 Taden - France  
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76  
Fax +33 (0)2 96 85 86 77  
[welcome@manomedical.com](mailto:welcome@manomedical.com)  
[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)