


CRystal View T110

La radio numérique accessible à tous



PERFORMANCE - DESIGN - MOBILITÉ

Un système polyvalent et fiable !

Le CRystal View T110 est un produit unique par sa conception originale et sa polyvalence.

Parfaitement adapté à l'utilisation vétérinaire, le CRystalView T110 est suffisamment compact pour être posé sur un bureau et assez robuste pour une utilisation mobile à l'arrière d'un véhicule.



- **Scanner compact et mobile**
- **Excellent rapport qualité-prix**
- **Vitesse de lecture élevée**
- **Très bonne qualité d'image**
- **Logiciel spécifique inclus**

Type	Scanner CR
Dimensions	39,5 x 49,5 x 27,5 cm
Poids	16 kg
Taille d'image	20 x 30 cm à 30 x 40 cm
Résolution	6-12 px/mm
Vitesse lecture	40 plaques / h

Transformez votre clinique !

Le CRystal View T110 offre une excellente qualité d'image à un prix abordable.

Avec son logiciel spécifique vétérinaire, ce système est la solution idéale pour passer au numérique sans se ruiner.

