

REFRACTOMETRE

*Refractomètre pour mesurer la quantité des protéines sériques
et la densité urinaire.*



- ❖ Réfractomètre étalonné et ajusté pour une mesure à 20°C
- ❖ Modèle avec fonction ATC entre +10 et +30 °C : *Compensation automatique de température* (conseillé pour tester des solutions dont la température peut varier sensiblement).
- ❖ Mise au point réglable
- ❖ Lecture très aisée et claire de l'échelle de mesure
- ❖ Vis d'ajustement du point zéro pour ré-étalonnage.

	Gamme	Précision
Protéines (g/dl)	0 - 12	± 0.2
Urine (sg)	1.000 - 1.040	± 0.005
Indice Refraction (RI)	1.330 - 1.360	± 0.0005

KIT COMPOSE DE :

- -1 x Réfractomètre livré dans un étui rigide
- -1 pipette d'aspiration
- -1 tissu de nettoyage
- 1 petit tournevis

